

Flacons en inox 1500 ml



Conditionnement et transport de liquides non dangereux.

- ▶ autoclavables à +121°C
- ▶ température max. +500°C



- en acier inox AISI 316L
- résistants à la corrosion, incassables et hygiéniques
- surface intérieure lisse et angles arrondis pour un nettoyage aisé
- compatibles avec tous les bouchons GL45
- revêtement extérieur robuste, en inox poli et brossé
- certifiés conformes aux standards de l'ONU
- code de traçabilité pour obtenir le certificat de qualité et les dates de production
- hauteur 201 mm
- capuchon à vis en acier inox GL45 avec joint en silicone catalysé au platine et revêtement en PTFE

référence	Prix HT
GW2697 Flacon inox AVEC capuchon GL45	
GW2695 Flacon inox SANS capuchon	
GW2696 Bouchon GL45 avec joint	

Seaux gradués en inox avec anse



- seaux en acier inox 18/10, gradués par 1 litre
- couvercle inox 18/8 en option

capacité	dimensions Ø x h	référence	Prix HT
seaux gradués sans pied 1			
5 litres	Ø 200 x h220 mm	BC8320	
8 litres	Ø 285 x h210 mm	BC8321	
10 litres	Ø 280 x h235 mm	BC8322	
12 litres	Ø 300 x h270 mm	BC8323	
15 litres	Ø 310 x h305 mm	BC8324	
seaux gradués avec pieds 2			
10 litres	Ø 280 x h235 mm	BC8315	
12 litres	Ø 300 x h270 mm	BC8316	
15 litres	Ø 310 x h305 mm	BC8317	
couvercles en option			
Couvercle pour seaux 10 litres		BC8332	
Couvercle pour seaux 12 litres		BC8333	
Couvercle pour seaux 15 litres		BC8334	

Conteneurs inox avec couvercle et poignée



- conteneurs et couvercles extrêmement robustes en acier inoxydable 18/10

capacité	dimensions	référence	Prix HT
20 litres	Ø 270 x h375 mm	BC8340	
25 litres	Ø 300 x h375 mm	BC8341	
30 litres	Ø 300 x h440 mm	BC8342	
50 litres	Ø 350 x h550 mm	BC8344	
75 litres	Ø 400 x h600 mm	BC8346	
100 litres	Ø 450 x h670 mm	BC8347	
150 litres	Ø 550 x h670 mm	BC8348	

Conteneurs inox avec couvercle et anse



- conteneurs et couvercles extrêmement robustes en acier inoxydable 18/10

capacité	dimensions	référence	Prix HT
1 litre	Ø 100 x h140 mm	BC8300	
2 litres	Ø 130 x h150 mm	BC8301	
3 litres	Ø 155 x h180 mm	BC8302	
5 litres	Ø 175 x h240 mm	BC8304	
6 litres	Ø 175 x h280 mm	BC8305	
10 litres	Ø 200 x h300 mm	BC8307	

Conteneurs inox à double paroi avec couvercle



- conteneurs et couvercles en acier inoxydable 18/10
- double paroi : excellente isolation
- anse
- empilables

capacité	Ø int. / Ø ext. x h	référence	Prix HT
5 litres	Ø175 / 215 x h285 mm	BC8081	
10 litres	Ø220 / 260 x h325 mm	BC8082	

Seaux gradués droits en inox avec anse



- seaux droits en acier inoxydable 18/10, avec pied, gradués par 100 ml
- couvercle en acier inox 18/8 en option

capacité	dim. Ø x h	référence	Prix HT
seaux droits gradués			
10 litres	Ø 240 x h250 mm	BC8390	
15 litres	Ø 270 x h300 mm	BC8391	
20 litres	Ø 270 x h400 mm	BC8394	
couvercles en option			
Couvercle inox pour BC8390		BC8392	
Couvercle inox pour BC8391		BC8393	