



- jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

Capsules d'incinération



- conformes à la norme DIN 12904

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
forme basse			
8 ml	Ø 37 x 10 mm	HG1102	
10 ml	Ø 42 x 11 mm	HG1103	
15 ml	Ø 48 x 12 mm	HG1104	
forme haute			
15 ml	Ø 40 x 21 mm	HG1107	
30 ml	Ø 50 x 25 mm	HG1108	
60 ml	Ø 60 x 31 mm	HG1109	

Capsules d'incinération avec bec verseur



- conformes à la norme DIN 12903

capacité	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
fond plat			
5 ml	Ø 40x9 mm	HG1120	
10 ml	Ø 50x11 mm	HG1121	
20 ml	Ø 63x13 mm	HG1122	
40 ml	Ø 80x20 mm	HG1123	
80 ml	Ø 100x22 mm	HG1124	
270 ml	Ø 125x27 mm	HG1125	
450 ml	Ø 160x35 mm	HG1126	
1100 ml	Ø 190x55 mm	HG1127	
1750 ml	Ø 240x65 mm	HG1128	
2500 ml	Ø 300x60 mm	HG1129	
fond rond			
10 ml	Ø 40x16 mm	HG1130	
20 ml	Ø 50x20 mm	HG1131	
40 ml	Ø 63x25 mm	HG1132	
50 ml	Ø 70x26 mm	HG1140	
75 ml	Ø 80x34 mm	HG1133	
180 ml	Ø 100x40 mm	HG1134	
220 ml	Ø 110x45 mm	HG1135	
310 ml	Ø 115x47 mm	HG1141	
370 ml	Ø 150x45 mm	HG1142	
640 ml	Ø 160x64 mm	HG1136	
1000 ml	Ø 200x80 mm	HG1137	
2200 ml	Ø 260x86 mm	HG1138	
3400 ml	Ø 315x110 mm	HG1139	

Capsules d'évaporation forme française



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
fond plat			
30 ml	Ø 58 x 24 mm	HG1174	
60 ml	Ø 75 x 30 mm	HG1175	
100 ml	Ø 84 x 36 mm	HG1173	
150 ml	Ø 97 x 40 mm	HG1176	
250 ml	Ø 110 x 50 mm	HG1177	
290 ml	Ø 125 x 52 mm	HG1178	
400 ml	Ø 150 x 60 mm	HG1179	

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
fond rond			
70 ml	Ø 75 x 40 mm	HG1160	
190 ml	Ø 97 x 50 mm	HG1161	
270 ml	Ø 110 x 52 mm	HG1162	
350 ml	Ø 125 x 60 mm	HG1163	

Capsules d'incinération forme plateau en porcelaine



- conformes à la norme DIN 12904

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
5 ml	48 x 26 x 10 mm	HG1111	
19 ml	55 x 42 x 16 mm	HG1112	
21 ml	70 x 46 x 13 mm	HG1113	
50 ml	96 x 55 x 16 mm	HG1114	