



- conformes aux normes ISO 1773:1997, ISO 24450:2005 et aux exigences de l'U.S. Pharmacopéal Convention
- bord évasé, zone de marquage
- épaisseur des parois constante et uniforme

Ballons fond rond / col étroit en Verre borosilicaté 3.3



VERRE
borosilicaté 3.3



capacité	Ø col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	Ø 26	51 x 95 mm	GW1850	les 10
100 ml	Ø 26	64 x 110 mm	GW1851	les 10
250 ml	Ø 34	85 x 144 mm	GW1852	les 10
500 ml	Ø 34	105 x 175 mm	GW1853	les 10
1000 ml	Ø 42	131 x 200 mm	GW1854	les 10
2000 ml	Ø 42	166 x 260 mm	GW1855	les 10
3000 ml	Ø 50	185 x 260 mm	GW1856	l'unité
4000 ml	Ø 50	207 x 315 mm	GW1857	l'unité
5000 ml	Ø 50	223 x 320 mm	GW1858	l'unité
6000 ml	Ø 51	236 x 355 mm	GW1859	l'unité
10000 ml	Ø 65	279 x 420 mm	GW1860	l'unité
20000 ml	Ø 76	345 x 515 mm	GW1861	l'unité



VERRE
borosilicaté 3.3



capacité	Ø col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	Ø 18	50 x 105 mm	SW5804	les 10
100 ml	Ø 18	65 x 115 mm	SW5805	les 10
250 ml	Ø 30	85 x 144 mm	SW5807	les 10
500 ml	Ø 30	105 x 175 mm	SW5809	les 10
1000 ml	Ø 36	131 x 200 mm	SW5812	les 10
2000 ml	Ø 45	166 x 260 mm	SW5813	les 10
4000 ml	Ø 45	207 x 315 mm	SW5836	l'unité
6000 ml	Ø 57	236 x 355 mm	SW5837	l'unité
10000 ml	Ø 57	279 x 420 mm	SW5816	l'unité



VERRE
borosilicaté 3.3



capacité	Ø col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	Ø 26	51 x 95 mm	GW2820	les 10
100 ml	Ø 26	64 x 110 mm	GW2821	les 10
250 ml	Ø 34	85 x 144 mm	GW2822	les 10
500 ml	Ø 34	105 x 175 mm	GW2823	les 10
1000 ml	Ø 42	131 x 200 mm	GW2824	les 10
2000 ml	Ø 42	166 x 260 mm	GW2825	les 10
3000 ml	Ø 50	185 x 260 mm	GW2826	l'unité
4000 ml	Ø 52	207 x 315 mm	GW2827	l'unité
5000 ml	Ø 50	223 x 320 mm	GW2828	l'unité
6000 ml	Ø 51	236 x 355 mm	GW2829	l'unité
10000 ml	Ø 65	279 x 420 mm	GW2830	l'unité
12000 ml	Ø 65	295 x 380 mm	GW2831	l'unité
20000 ml	Ø 76	345 x 515 mm	GW2832	l'unité

Ballons fond rond / col large en Verre borosilicaté 3.3



VERRE
borosilicaté 3.3



capacité	Ø col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
250 ml	Ø 46	85 x 145 mm	SW5907	les 10
500 ml	Ø 46	105 x 168 mm	SW5909	les 10



VERRE
borosilicaté 3.3



capacité	Ø col	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
100 ml	Ø 35	64 x 110 mm	GW1971	les 10
250 ml	Ø 51	85 x 143 mm	GW1972	les 10
500 ml	Ø 50	105 x 168 mm	GW1973	les 10
1000 ml	Ø 50	131 x 200 mm	GW1974	les 10
2000 ml	Ø 76	165 x 240 mm	GW1976	les 10
2000 ml*	Ø 50	166 x 240 mm	GW1977	les 10
3000 ml*	Ø 65	185 x 260 mm	GW1978	l'unité
4000 ml	Ø 76	206 x 290 mm	GW1979	l'unité
5000 ml*	Ø 65	223 x 310 mm	GW1980	l'unité
6000 ml	Ø 89	236 x 330 mm	GW1961	l'unité
10000 ml*	Ø 89	279 x 420 mm	GW1963	l'unité
20000 ml*	Ø 89	345 x 520 mm	GW1964	l'unité

* Avec un bord renforcé

Support de ballon



Maintien des ballons
jusqu'à 10 litres



- en polypropylène, avec anneaux concentriques moulés
- superposables
- excellente résistance aux acides, alcalins ou autres substances corrosives
- autoclavable à la vapeur à +121°C
- dimensions : Ø 160 x 50 mm

référence	Prix HT
F38950	Support de ballon