



- conformes aux normes ISO 1773:1997, ISO 24450:2005 et aux exigences de l'U.S. Pharmacopeial Convention
- bord évasé, zone de marquage
- épaisseur des parois constante et uniforme

Ballons fond plat / col étroit en Verre borosilicaté 3.3



capacité	Ø col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	Ø 22	51 x 100 mm	GW2060	les 10
100 ml	Ø 22	64 x 110 mm	GW2061	les 10
250 ml	Ø 34	85 x 140 mm	GW2062	les 10
500 ml	Ø 34	105 x 170 mm	GW2063	les 10
1000 ml	Ø 42	131 x 200 mm	GW2064	les 10
2000 ml	Ø 50	166 x 250 mm	GW2065	les 10
3000 ml	Ø 50	185 x 250 mm	GW2066	l'unité
4000 ml	Ø 50	207 x 300 mm	GW2067	l'unité
6000 ml	Ø 65	236 x 340 mm	GW2068	l'unité
10000 ml	Ø 65	279 x 400 mm	GW2069	l'unité



capacité	Ø col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
100 ml	Ø 18	64 x 110 mm	SW5605	les 10
250 ml	Ø 30	85 x 140 mm	SW5607	les 10
500 ml	Ø 30	105 x 170 mm	SW5609	les 10
1000 ml	Ø 36	131 x 200 mm	SW5612	les 10
2000 ml	Ø 45	166 x 250 mm	SW5613	les 10
4000 ml	Ø 45	207 x 300 mm	SW5636	l'unité
6000 ml	Ø 57	237 x 340 mm	SW5637	l'unité
10000 ml	Ø 57	280 x 360 mm	SW5616	l'unité
20000 ml	Ø 60	341 x 558 mm	SW5618	l'unité



capacité	Ø col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	Ø 26	51 x 90 mm	GW1950	les 10
100 ml	Ø 26	64 x 105 mm	GW1951	les 10
250 ml	Ø 34	85 x 138 mm	GW1952	les 10
500 ml	Ø 34	105 x 163 mm	GW1953	les 10
1000 ml	Ø 42	131 x 190 mm	GW1954	les 10
2000 ml*	Ø 42	166 x 250 mm	GW1955	les 10
3000 ml*	Ø 50	185 x 250 mm	GW1956	l'unité
4000 ml	Ø 50	207 x 275 mm	GW1957	l'unité
5000 ml*	Ø 50	223 x 290 mm	GW1958	l'unité
6000 ml	Ø 65	237 x 315 mm	GW1959	l'unité
10000 ml	Ø 65	280 x 360 mm	GW1949	l'unité

* Avec un bord renforcé.

Ballons fond plat / col large en Verre borosilicaté 3.3



capacité	Ø col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	Ø 32	51 x 105 mm	GW6190	les 10
100 ml	Ø 32	64 x 110 mm	GW6191	les 10
250 ml	Ø 47	85 x 140 mm	GW6192	les 10
500 ml	Ø 47	103 x 170 mm	GW6193	les 10
1000 ml	Ø 50	131 x 200 mm	GW6194	les 10
2000 ml	Ø 65	166 x 250 mm	GW6195	les 10



capacité	Ø col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
250 ml	Ø 47	84 x 140 mm	SW5707	les 10
500 ml	Ø 47	103 x 170 mm	SW5709	les 10
1000 ml	Ø 47	131 x 200 mm	SW5712	les 10



capacité	Ø col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
100 ml	Ø 34	64 x 105 mm	GW1881	les 10
250 ml	Ø 50	85 x 138 mm	GW1882	les 10
500 ml	Ø 50	105 x 163 mm	GW1883	les 10
1000 ml	Ø 50	131 x 190 mm	GW1884	les 10
2000 ml*	Ø 76	166 x 230 mm	GW1885	les 10
2000 ml	Ø 50	166 x 230 mm	GW1886	les 10

* Avec un bord renforcé.