



- conformes à la norme ISO 4797
- zone de marquage
- épaisseur de parois uniforme
- modèles avec rodage Quickfit® de qualité supérieure

## Ballons multi-cols rodés à fond rond en Verre borosilicaté 3.3

### Ballons bicol rodés parallèles fond rond



capacité	dim. (Ø x h)	rod. latéral	référence	Prix HT
rodage central 29/32 - rodage latéral 14/23				
100 ml	64 x 110 mm	14/23	GW6030	
250 ml	85 x 143 mm	14/23	GW6033	
500 ml	105 x 168 mm	14/23	GW6034	
1000 ml	131 x 200 mm	14/23	GW6035	
2000 ml	166 x 240 mm	14/23	GW6036	
rodage central 29/32 - rodage latéral 29/32				
250 ml	85 x 143 mm	29/32	GW6037	
500 ml	105 x 168 mm	29/32	GW6038	
1000 ml	131 x 200 mm	29/32	GW6031	
2000 ml	166 x 240 mm	29/32	GW6032	

### Ballons tricol rodés parallèles fond rond



capacité	rodage gauche	rodage droit	référence	Prix HT
rodage central 19/26				
250 ml	19/26	14/23	GW6350	
rodage central 29/32				
500 ml	19/26	19/26	GW6351	
1000 ml	19/26	29/32	GW6352	
2000 ml	29/32	29/32	GW6353	
rodage central 45/40				
3000 ml	29/32	29/32	GW6354	
4000 ml	29/32	29/32	GW6355	
6000 ml	29/32	29/32	GW6356	
10000 ml	29/32	29/32	GW6357	

### Ballons bicol rodés 20° fond rond



capacité	rodage latéral	référence	Prix HT
rodage du col central 14/23			
25 ml	14/23	GW6800	
50 ml	14/23	GW6801	
100 ml	14/23	GW6802	
250 ml	14/23	GW6803	
rodage du col central 24/29			
100 ml	14/23	GW6804	
250 ml	14/23	GW6805	
500 ml	14/23	GW6806	
100 ml	19/26	GW6807	
250 ml	19/26	GW6808	
500 ml	19/26	GW6809	
1000 ml	19/26	GW6810	
rodage du col central 29/32			
100 ml	14/23	GW6811	
250 ml	14/23	GW6812	
500 ml	14/23	GW6813	
1000 ml	14/23	GW6814	
2000 ml	14/23	GW6815	
100 ml	19/26	GW6816	
250 ml	19/26	GW6817	
500 ml	19/26	GW6818	
1000 ml	19/26	GW6819	
2000 ml	19/26	GW6820	
100 ml	29/32	GW6821	
250 ml	29/32	GW6822	
500 ml	29/32	GW6823	
1000 ml	29/32	GW6824	
2000 ml	29/32	GW6825	
4000 ml	29/32	GW6826	

### Ballons tricol rodés 20° QUICKFIT® / fond rond



- 3 cols rodés Quickfit®
- col central vertical et 2 cols latéraux obliques
- rodages femelles en verre Quickfit®, précision supérieure aux exigences de la norme ISO 383

capacité	haut. totale	rodage latéraux	référence	Prix HT
rodage du col central 14/23				
25 ml	77 mm	14/23	SW7301	
50 ml	89 mm	14/23	SW7302	
rodage du col central 19/26				
25 ml	80 mm	14/23	SW7311	
50 ml	92 mm	14/23	SW7312	
50 ml	92 mm	19/26	AW7313	
100 ml	108 mm	14/23	SW7314	
250 ml	128 mm	19/26	SW7315	
rodage du col central 24/29				
100 ml	110 mm	14/23	SW7321	
100 ml	110 mm	19/26	SW7322	
250 ml	130 mm	14/23	SW7323	
250 ml	130 mm	19/26	SW7324	
500 ml	150 mm	14/23	SW7325	
500 ml	150 mm	19/26	SW7326	
1000 ml	180 mm	19/26	SW7327	
2000 ml	205 mm	19/26	SW7328	
rodage du col central 29/32				
250 ml	135 mm	14/23	SW7331	
250 ml	135 mm	19/26	SW7332	
500 ml	153 mm	19/26	SW7333	
1000 ml	183 mm	19/26	SW7334	
1000 ml	183 mm	29/32	SW7335	
rodage du col central 34/35				
2000 ml	228 mm	19/26	SW7342	
3000 ml	249 mm	19/26	SW7343	