


Béchers forme haute en verre borosilicaté 3.3



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
25ml	30 x h55 mm	GW4021 les 10	
50ml	38 x h66 mm	GW4022 les 10	
100ml	47 x h80 mm	GW4023 les 10	
150ml	53 x h96 mm	GW4024 les 10	
250ml	61 x h117 mm	GW4025 les 10	
400ml	70 x h130 mm	GW4026 les 10	
600ml	82 x h143 mm	GW4027 les 10	
800ml	89 x h171 mm	GW4028 les 10	
1000ml	95 x h185 mm	GW4029 les 10	
2000ml	118 x h236 mm	GW4030 les 4	
3000ml	135 x h280 mm	GW4031 les 6	

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50ml	38 x h70 mm	VU1104 les 10	
100ml	48 x h80 mm	VU1105 les 10	
150ml	54 x h95 mm	VU1106 les 10	
250ml	60 x h120 mm	VU1107 les 10	
400ml	70 x h130 mm	VU1108 les 10	
600ml	80 x h150 mm	VU1110 les 10	
1000ml	95 x h180 mm	VU1112 les 10	
2000ml	120 x h240 mm	VU1113 les 10	

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50ml	38 x h70 mm	GW4082 les 10	
100ml	48 x h80 mm	GW4083 les 10	
150ml	54 x h95 mm	GW4084 les 10	
250ml	60 x h120 mm	GW4085 les 10	
400ml	70 x h130 mm	GW4086 les 10	
600ml	80 x h150 mm	GW4087 les 10	
800ml	90 x h175 mm	GW4088 les 10	
1000ml	95 x h180 mm	GW4089 les 10	
2000ml	120 x h240 mm	GW4090 les 10	
3000ml	135 x h280 mm	GW4091 les 2	

Bécher de Berzelius



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
100 ml	50 x h78 mm	GW2795	

Béchers de Philips



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
150 ml	59 x h87 mm	GW2790	
250 ml	68 x h105 mm	GW2791	
500 ml	86 x h142 mm	GW2792	


Béchers à parois épaisses usage intensif



- mécaniquement plus résistants que les béchers standard
- meilleure longévité et sécurité accrue
- bord et bec verseur renforcés
- parois plus épaisses et base plus lourde

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
150 ml	54 x h95 mm	VU1206 les 10	
250 ml	60 x h120 mm	VU1207 les 10	
600 ml	80 x h150 mm	VU1210 les 10	

Béchers à parois épaisses sans bec verseur



- meilleure résistance mécanique que les béchers standard
- moindre résistance aux chocs thermiques que les béchers standard
- bords renforcés
- parois plus épaisses et base plus lourde

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50ml	38 x 70 mm	GW2763 les 10	
100ml	48 x 80 mm	GW2764 les 10	
150ml	54 x 95 mm	GW2765 les 10	
250ml	60 x 120 mm	GW2766 les 10	
400ml	70 x 130 mm	GW2767 les 10	
600ml	80 x 150 mm	GW2768 les 10	
1000ml	95 x 180 mm	GW2769 les 10	