





- détermination de la quantité de sédiments
- certaines modèles sont équipés d'un robinet en partie inférieure ou d'un bouchon pour faciliter la récupération des matières solides et le nettoyage

Cônes d'Imhoff en verre trait à 1000 ml





- capacité : 1000 ml
- graduations :
 - 0,1 ml de 0 à 2 ml
 - 0,5 ml de 2 à 10 ml
 - 1 ml de 10 à 40 ml
 - 2 ml de 40 à 100 ml
 - un trait à 1000 ml
- avec ou sans robinet

référence Prix HT

GW6210 Cône d'Imhoff 1000 ml sans robinet

GW6211 Cône d'Imhoff 1000 ml AVEC robinet

Cône d'Imhoff en verre graduations jusqu'à 1000 ml



- capacité : 1000 ml
- graduations :
 - 0,1 ml de 0 à 2 ml
 - 0,5 ml de 2 à 10 ml
 - 1 ml de 10 à 40 ml
 - 2 ml de 40 à 100 ml
 - 50 ml de 100 à 1000 ml
- avec ou sans robinet

référence Prix HT

SW8801 Cône d'Imhoff 1000 ml sans robinet

SW8802 Cône d'Imhoff 1000 ml AVEC robinet

Cône d'Imhoff en plastique

PLASTIQUE
styrène-acrylonitrile



- en styrène-acrylonitrile (SAN)
- parfaitement transparent et incolore
- graduations moulées, de 1 à 1000 ml
- fond du cône muni d'un bouchon en PP pour faciliter la récupération des matières solides et le nettoyage
- Ø sup. 125 x h480 mm

référence Prix HT

SW8901 Cône 1000 ml avec 2 bouchons

Portoirs de cônes Imhoff en bois



- support pour 2 cônes côte-à-côte
- largeur 300 mm

référence Prix HT

GW6212 Portoir en bois 2 cônes d'Imhoff

Portoir de cônes Imhoff en PMMA



- support pour 2 cônes à sédimentation côte-à-côte
- 2 trous dans la base pour une parfaite stabilité
- dim. 150 x 300 x 290 mm
- résistance -40 à +85°C

référence Prix HT

SW8903 Support double pour cônes

Support de cônes Imhoff

- robuste, stable, résistant aux produits chimiques
- réglage progressif de la hauteur jusqu'à 450 mm, d'une seule main, grâce à un système magnétique, sans vis de blocage
- capacité : 2 cônes de Ø 90 mm
- supports avec réducteur pour cônes plus petits
- en polypropylène, tige en acier chromé



référence Prix HT

BU9630 Support de 2 cônes Imhoff

accessoires

BU9631 Logement supplémentaire

BU9621 Logement avec réducteur amovible