





• conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664
• calibrées finement selon les tolérances de la classe A

Fioles jaugées Hirschmann® classe A en verre borosilicaté 3.3 Duran®

HIRSCHMANN®
VERRE DURAN
borosilicaté 3.3
Classe A
graduations
imprimées bleues



Certificat d'étalonnage individuel

Conforme aux normes ISO, le certificat d'étalonnage usine individuel permet de mesurer la tolérance pour plusieurs volumes nominaux et d'informer l'utilisateur sur l'exactitude de l'instrument utilisé.

référence

Prix HT

HL2000 Certificat d'étalonnage usine individuel

capacité	tolérance	rodage	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			1 verre ambré bouchon PE		2 verre ambré bouchon en verre		3 verre clair bouchon en PE		4 verre clair, bouchon en verre		5 verre clair, avec rebord	
5 ml	±0,025 ml	7/16	HL2152		HL2252		HL2352		HL2452		HL2552	
5 ml	±0,040 ml	10/19	HL2153		HL2253		HL2353		HL2453		-	
10 ml	±0,025 ml	7/16	HL2160		HL2260		HL2360		HL2460		HL2560	
10 ml	±0,040 ml	10/19	HL2161		HL2261		HL2361		HL2461		-	
20 ml	±0,040 ml	10/19	HL2165		HL2265		HL2365		HL2465		HL2565	
20 ml	±0,040 ml	12/21	HL2166		HL2266		HL2366		HL2466		-	
25 ml	±0,040 ml	10/19	HL2170		HL2270		HL2370		HL2470		HL2570	
25 ml	±0,060 ml	12/21	HL2171		HL2271		HL2371		HL2471		-	
50 ml	±0,060 ml	12/21	HL2175		HL2275		HL2375		HL2475		HL2575	
50 ml	±0,080 ml	14/23	HL2178		HL2278		HL2378		HL2478		-	
100 ml	±0,100 ml	12/21	HL2180		HL2280		HL2380		HL2480		HL2580	
100 ml	±0,100 ml	14/23	HL2181		HL2281		HL2381		HL2481		-	
200 ml	±0,150 ml	14/23	HL2185		HL2285		HL2385		HL2485		HL2585	
250 ml	±0,150 ml	14/23	HL2186		HL2286		HL2386		HL2486		HL2586	
500 ml	±0,250 ml	19/26	HL2190		HL2290		HL2390		HL2490		HL2590	
1000 ml	±0,400 ml	24/29	HL2193		HL2293		HL2393		HL2493		HL2593	
1000 ml	±0,600 ml	29/32	-		-		HL2392		HL2492		-	
2000 ml	±0,600 ml	29/32	HL2194		HL2294		HL2394		HL2494		HL2594	
5000 ml	±1,200 ml	34/35	-		-		HL2397		HL2497		HL2597	
10000 ml	±2,000 ml	45/40	-		-		HL2398		HL2498		HL2598	