

Réfrigérants à serpentins  
rodage mâle

**PYREX®**

VERRE  
borosilicaté 3.3



- rodage Quickfit®
- grande surface de refroidissement
- idéal pour une utilisation en reflux vertical, quand le refroidissement à contre-courant est possible
- connecteurs à vis amovible en plastique pour une fixation simple et en toute sécurité de tuyaux

| surface              | rodage mâle | longueur effective | longueur totale | référence | Prix HT |
|----------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|---------|
| 0,020 m <sup>2</sup> | 34/35       | 160 mm             | 320 mm          | SW9140    |         |
| 0,035 m <sup>2</sup> | 40/38       | 207 mm             | 380 mm          | SW9141    |         |

Réfrigérants à serpentins  
avec cône et douille rodés  
rodages mâle et femelle

**PYREX®**

VERRE  
borosilicaté 3.3



- rodages Quickfit®
- grande surface de refroidissement
- idéal pour le reflux de vapeurs ou la distillation
- connecteurs à vis amovible en plastique pour une fixation simple et en toute sécurité de tuyaux

| surface              | rodages |  | longueur  |        | référence | Prix HT |
|----------------------|---------|--|-----------|--------|-----------|---------|
|                      | M / F   |  | effective | totale |           |         |
| 0,020 m <sup>2</sup> | 19/26   |  | 165 mm    | 305 mm | SW9150    |         |
| 0,020 m <sup>2</sup> | 24/29   |  | 165 mm    | 310 mm | SW9151    |         |
| 0,020 m <sup>2</sup> | 29/32   |  | 165 mm    | 315 mm | SW9152    |         |
| 0,040 m <sup>2</sup> | 19/26   |  | 320 mm    | 460 mm | SW9153    |         |
| 0,040 m <sup>2</sup> | 24/29   |  | 320 mm    | 465 mm | SW9154    |         |
| 0,040 m <sup>2</sup> | 29/32   |  | 320 mm    | 470 mm | SW9155    |         |

Réfrigérants à serpentins  
réversible  
rodages mâle

**PYREX®**

VERRE  
borosilicaté 3.3



- rodages Quickfit®
- chaque extrémité du réfrigérant est munie d'un rodage mâle de taille différente, évitant l'utilisation d'adaptateurs
- connecteurs à vis amovible en plastique pour une fixation simple et en toute sécurité de tuyaux

| surface              | rodages mâle   | longueur effective | longueur totale | référence | Prix HT |
|----------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------|---------|
| 0,020 m <sup>2</sup> | 19/26 et 24/29 | 160 mm             | 315 mm          | SW9160    |         |
| 0,020 m <sup>2</sup> | 24/29 et 34/35 | 160 mm             | 335 mm          | SW9161    |         |

Réfrigérants multi  
serpentins grande taille  
rodages mâle et femelle

**PYREX®**

VERRE  
borosilicaté 3.3



- rodages Quickfit®
- deux serpentins pour doubler la surface de refroidissement
- alimentation en eau unique

| surface              | rodage M / F | longueur effective | longueur totale | référence | Prix HT |
|----------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|---------|
| 0,090 m <sup>2</sup> | 34/35        | 230 mm             | 440 mm          | SW9180    |         |
| 0,180 m <sup>2</sup> | 34/35        | 420 mm             | 660 mm          | SW9181    |         |

Réfrigérants à serpentins  
double parois rodages  
mâle et femelle

**PYREX®**

VERRE  
borosilicaté 3.3



- rodages Quickfit®
- enveloppe à eau extérieure, évite à la vapeur de migrer autour du serpentins
- idéal pour le reflux de vapeurs
- conformes à la norme DIN 12593
- connecteurs à vis amovible en plastique pour une fixation simple et en toute sécurité de tuyaux

| surface              | rodages |  | longueur  |        | référence | Prix HT |
|----------------------|---------|--|-----------|--------|-----------|---------|
|                      | M / F   |  | effective | totale |           |         |
| 0,040 m <sup>2</sup> | 19/26   |  | 160 mm    | 360 mm | SW9190    |         |
| 0,040 m <sup>2</sup> | 24/29   |  | 160 mm    | 365 mm | SW9191    |         |
| 0,040 m <sup>2</sup> | 29/32   |  | 160 mm    | 370 mm | SW9192    |         |

\* Modèle sans rodage femelle.

Pont de distillation  
avec réfrigérant

**PYREX®**

VERRE  
borosilicaté 3.3



- rodages Quickfit®
- comprend un réfrigérant de Liebig, une tête de distillation et une allonge coudée
- installation simple, ne nécessite pas de pinces
- aucune rétention de liquide au niveau des joints
- pas de fuite d'air sous vide
- connecteurs à vis amovible en plastique pour une fixation simple et en toute sécurité de tuyaux

| rodage mâle | rodage femelle | longueur effective | référence | Prix HT |
|-------------|----------------|--------------------|-----------|---------|
| 19/26       | 14/23          | 155 mm             | SW9175    |         |