

## Platine de séchage pour 50 lames +100°C



- capacité : 50 lames
- séchage des lames dans différentes positions : à plat sur les grilles, inclinées sur les grilles ou à plat directement sur la plaque
- régulateur d'énergie intégré contrôlant la température jusqu'à +100 ° C
- base et plateau en aluminium thermolaqué

température	jusqu'à +100°C
surface de pose	390 x 180 mm
puissance	150 W
dimensions (lxpxh) / poids	180 x 390 x h95 mm / 1,8 kg
<b>Platine chauffante +100°C</b>	<b>TA2030</b>