

### Panier en Polypropylène



- 2 anses
- coloris rouge
- dimensions : 380 x 265 x h160 mm

référence **Prix HT**  
PL1149 Panier en polypropylène

### Porte-lames 12 places



- en polystyrène
- les lames sont séparées, visibles et ordonnées
- dim. 180 x 85 x h20 mm
- le lot de 6

référence **Prix HT**  
F445570 Porte-lames 12 places

### Flacons compte-gouttes 30 ml



- le compte-gouttes se détache facilement, tandis que le bouchon reste ajusté dans le col du flacon
- bouteille en verre transparent, col en T
- bouchon en polypropylène
- tétine en vinyle souple
- nettoyage facile

référence **Prix HT**  
F1160430 Flacon compte-gouttes

### Entonnoirs en Polypropylène



- légers, incassables

diamètre	tige Ø x h	réf	Prix HT
Ø70mm	Ø 6x 75mm	F14671	
Ø100mm	Ø 6x100mm	F14672	
Ø200mm	Ø20x160mm	F14674	

### Spatules en Polypropylène



- tige en polypropylène Ø 4,7 x 203 mm
- extrémité aplatie, largeur 13 mm, coupée en diagonale
- pour gratter, étaler, transférer les matériaux
- inertes, résistantes aux produits chimiques
- autoclavables à +121°C

référence **Prix HT**  
F377391 Spatules, les 6


### Portoir flottant rond 20 microtubes



- idéal pour insertion en bécher 1000 ml
- pour 20 x microtubes 1,5 ml
- en TPX injecté de bulles d'air
- poignée centrale longueur 19 mm
- support : Ø 105 mm, épaisseur 6,4 mm

référence **Prix HT**  
F1887510 Portoir rond flottant

### Portoirs flottants rectangulaires



- idéal pour les techniques nécessitant une incubation au bain-marie
- profondeur d'immersion des tubes identique quel que soit le niveau du bain
- en TPX injecté de bulles d'air
- poignée centrale longueur 70 mm
- dim. 108x216x23 mm

référence **Prix HT**  
F1887512 Portoir 18 tubes Ø12mm  
F1887530 Portoir 8 tubes Ø30mm

### Distributeur multi-rouleaux surface d'écriture



- pour rouleaux Ø int. 7,6 cm
- grande surface d'écriture 102 x 152 mm
- arête de coupe dentelée
- disques empêchant les rouleaux de se chevaucher
- dim. : 26 x 15 x 11 cm

référence **Prix HT**  
F13468 Distributeur multi-rouleaux