

Distillateur horizontal

4 l/h

► distillat de pureté maximale



- verrerie en verre borosilicaté 3.3
- radiateurs gainés de silice
- sécurité : 2 thermostats indépendants évitent la surchauffe en cas d'interruption de l'alimentation d'eau
- réservoir de sécurité complètement fermé
- contrôle de niveau : l'élément chauffant s'arrête lorsque le réservoir collecteur est plein
- la conception unique du condenseur garantit que les gouttelettes d'eau distillée restent en contact avec le serpentin de refroidissement le plus longtemps possible, produisant de l'eau distillée froide et préchauffant l'alimentation de la chaudière pour augmenter l'efficacité

- connexions d'eau filetées : les tuyaux peuvent être manipulés sans risque de rupture
- entonnoir d'addition d'acide
- robinet de vidange pour détartrer sans démonter la verrerie
- support pré-percé pour montage mural.

Distillateur horizontal 4 l/h

débit	4 litres / heure
conductivité	1 à 2 $\mu\text{S}/\text{cm}$
puissance de chauffe	3000 W
dimensions / poids	540 x 160 x 410 mm / 5 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Distillateur horizontal	D4000