

Flacons compte-gouttes en polyéthylène LDPE

PLASTIQUE
polyéthylène LDPE



- en polyéthylène LDPE transparent
- col étroit
- tête compte-gouttes et capuchon en polyéthylène HDPE
- pointe longue et fine pour un dosage très précis
- extrémité de distribution fermée par un capuchon attaché au flacon
- compatibles contact alimentaire

capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø 37 x h129 mm	GL18	RS1802	
100 ml	Ø 43 x h155 mm	GL18	RS1803	
250 ml	Ø 58 x h183 mm	GL25	RS1804	
500 ml	Ø 74 x h228 mm	GL25	RS1805	
1000 ml	Ø 92 x h269 mm	GL32	RS1806	

Flacons pulvérisateurs en polypropylène blanc opaque

PLASTIQUE
polypropylène



- tête de pulvérisation avec déclencheur solide actionnable sans effort
- buse de vaporisation réglable par la simple rotation de l'embout : de l'atomisation très fine au jet précis

référence	Prix HT
RS1820 Flacon pulvérisateur 400 ml	
RS1821 Flacon pulvérisateur 850 ml	

Flacon pulvérisateur en polypropylène transparent

PLASTIQUE
polypropylène



- tête de pulvérisation avec déclencheur solide actionnable sans effort
- buse de vaporisation réglable par la simple rotation de l'embout : de l'atomisation très fine au jet précis

référence	Prix HT
RS1825 Flacon pulvérisateur 1000 ml	

Flacon pulvérisateur spécial éthanol en polyéthylène LDPE

PLASTIQUE
polyéthylène LDPE



- marquage "Éthanol"
- tête de pulvérisation avec déclencheur solide actionnable sans effort
- buse de vaporisation réglable par la simple rotation de l'embout : de l'atomisation très fine au jet précis

référence	Prix HT
RS1826 Flacon pulvérisateur 1000 ml	