

## Pisettes col large identifiées CLP



- col large, GL45 ou GL63
- en polyéthylène LDPE (polypropylène pour Acétone et Méthyl Éthyl Cétone)
- tube de pulvérisation en polypropylène : jet précis, reflux du liquide optimisé, écoulement goutte à goutte limité
- capuchon coloré pour une identification rapide, empêche l'apparition de pression statique
- marquage durable :
  - nom du liquide en allemand, anglais, français et espagnol
  - formule chimique
  - numéro CAS
  - pictogramme de danger
  - phrases de danger (H) et de sécurité (P)
  - code NFPA
- emballage individuel

coloris  
du bouchon

marquage	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
	pisettes 250 ml col GL45		pisettes 500 ml col GL45		pisettes 1000 ml col GL63	
Eau distillée	RS1401	●	RS1402	●	RS1403	●
Acétate d'éthyle	RS1411	●	RS1412	●	RS1413	●
Acétone	RS1421	●	RS1422	●	RS1423	●
Méthanol	RS1431	●	RS1432	●	RS1433	●
Isopropanol	RS1441	●	RS1442	●	RS1443	●
Éthanol	RS1451	●	RS1452	●	RS1453	●
Acétonitrile	-	-	RS1404	●	-	-
Acide acétique	-	-	RS1405	●	-	-
Chlorure de Méthylène	-	-	RS1406	○	-	-
Heptane	-	-	RS1407	●	-	-
Hexane	-	-	RS1408	●	-	-
Méthyl Éthyl Cétone	-	-	RS1409	●	-	-
N,N-Diméthylformamide	-	-	RS1414	●	-	-
Pentane	-	-	RS1415	●	-	-
Tétrahydrofurane	-	-	RS1416	●	-	-
Toluène	-	-	RS1417	●	-	-
Xylène	-	-	RS1418	●	-	-

## Pisettes col étroit identifiées CLP



- col large, GL25 ou GL32
- en polyéthylène LDPE (polypropylène pour Acétone et Méthyl Éthyl Cétone)
- tube de pulvérisation en polypropylène : jet précis, reflux du liquide optimisé, écoulement goutte à goutte limité
- capuchon coloré pour une identification rapide, empêche l'apparition de pression statique
- marquage durable :
  - nom du liquide en allemand, anglais, français et espagnol
  - formule chimique
  - numéro CAS
  - pictogramme de danger
  - phrases de danger (H) et de sécurité (P)
  - code NFPA
- emballage individuel

coloris  
du bouchon

marquage	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
	pisettes 250 ml col GL25		pisettes 500 ml col GL25		pisettes 1000 ml col GL32	
Eau distillée	RS1501	●	RS1502	●	RS1503	●
Acétate d'éthyle	RS1511	●	RS1512	●	RS1513	●
Acétone	RS1521	●	RS1522	●	RS1523	●
Méthanol	RS1531	●	RS1532	●	RS1533	●
Isopropanol	RS1541	●	RS1542	●	RS1543	●
Éthanol	RS1551	●	RS1552	●	RS1553	●
Acétonitrile	-	-	RS1504	●	-	-
Acide acétique	-	-	RS1505	●	-	-
Chlorure de Méthylène	-	-	RS1506	○	-	-
Heptane	-	-	RS1507	●	-	-
Hexane	-	-	RS1508	●	-	-
Méthyl Éthyl Cétone	-	-	RS1509	●	-	-
N,N-Diméthylformamide	-	-	RS1514	●	-	-
Pentane	-	-	RS1515	●	-	-
Tétrahydrofurane	-	-	RS1516	●	-	-
Toluène	-	-	RS1517	●	-	-
Xylène	-	-	RS1518	●	-	-