

Agitateurs à disque orientable

- disque entièrement orientable, de l'horizontale à la verticale, avec échelle de mesure pour reproduire l'angle d'orientation
- mélange doux, idéal pour maintenir les échantillons biologiques en suspension
- 6 disques supports de tubes au choix
- bac de récupération en cas de déversement
- peuvent être utilisés dans des incubateurs et dans des chambres froides
- modèle digital avec minuterie et affichage digital de la vitesse et du temps
- en option, adaptateur pour utiliser 2 disques simultanément

agitateur à disque	économique	digital
vitesse	fixe 20 tr/min	réglable 2 à 40 tr/min
minuterie	-	1 à 999 minutes
affichage	-	affichage digital
dim. (lpxh)	200 x 270 x h230 mm	200 x 270 x h230 mm
poids	3,2 kg	3,2 kg
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Agitateurs à disque	YB3050 [1]	YB3060 [2]
accessoires		
adaptateur pour 2 disques superposés	YB3051	YB3051
disque pour 46 microtubes 1,5 ml	YB3052	YB3052
disque pour 20 tubes Ø 9 à 20 mm	YB3053 [3]	YB3053
disque pour 12 tubes à centrifuger 50 ml	YB3054	YB3054
disque pour 63 tubes Ø 12 mm	YB3055 [4]	YB3055
disque pour 63 tubes Ø 16 mm	YB3056	YB3056
disque pour 30 tubes Ø 26 mm	YB3057	YB3057



[1] + [3]

[2] + [4]

Secoueurs vortex



- fonctionnement par pression de la tête avec un tube, bouton en façade pour un fonctionnement en continu sur le modèle à vitesse réglable
- corps robuste moulé sous pression, profil bas
- fixation pour statif à l'arrière de l'appareil
- pack d'accessoires en option :
 - 1 support en plastique pour microplaque
 - 1 insert en mousse circulaire pour flacons jusqu'à 500 ml
 - 1 insert en mousse rectangulaire pour 32 microtubes : 8 x 0,2 ml, 8 x 0,5 ml et 16 x 1,5 ml
 - 1 insert en mousse rectangulaire à percer selon les besoins de l'utilisateur

vitesse	fixe	réglable
vitesse	2500 tr/min	200 à 2500 tr/min
orbite	Ø 4,2 mm	Ø 4,2 mm
fonctionnement	par pression de la tête avec un tube	par pression de la tête avec un tube ou en continu
dim. (lpxh)	135 x 215 x h78 mm	135 x 215 x h78 mm
poids	3,2 kg	3,2 kg
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Secoueurs Vortex	YB3110 [1]	YB3115 [2]
accessoires		
Pack de supports et inserts	-	YB3111 [3]



[1]

[2]

[3]