

## Cryotubes stériles

- stériles par rayons gamma, sans RNase et DNase, sans endotoxine et sans ADN étranger
- en polypropylène
- température de -196°C à +121°C, résistent à l'azote liquide
- graduations noires et zone d'écriture blanche
- modèles avec code barres et numéros prédéfinis sur le côté
- base auto-portante
- 6 coloris de capuchons

## Cryotubes stériles filetage interne

capacité	dim. tube	code barre	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	Prix HT
			○	●	●	●	●	●	
2,0 ml	Ø12,5 x 37,7 mm	-	BL2800	BL2801	BL2802	BL2803	BL2804	BL2805	les 25



## Cryotubes stériles avec code barres filetage interne

capacité	dim. tube	code barre	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	Prix HT
			○	●	●	●	●	●	
2,0 ml	Ø12,5 x 37,7 mm	code barre	BL2810	BL2811	BL2812	BL2813	BL2814	BL2815	les 25



## Cryotubes stériles filetage externe

capacité	dim. tube	code barre	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	Prix HT
			○	●	●	●	●	●	
0,5 ml	Ø10,05 x 30,2 mm	-	BL2910	BL2911	BL2912	BL2913	BL2914	BL2915	les 25
1,0 ml	Ø10,05 x 39,3 mm	-	BL2920	BL2921	BL2922	BL2923	BL2924	BL2925	les 25
1,5 ml	Ø10,05 x 45,7 mm	-	BL2930	BL2931	BL2932	BL2933	BL2934	BL2935	les 25
2,0 ml	Ø12,50 x 39,7 mm	-	BL2940	BL2941	BL2942	BL2943	BL2944	BL2945	les 25
5,0 ml	Ø12,50 x 83,5 mm	-	BL2950	BL2951	BL2952	BL2953	BL2954	BL2955	les 25



## Cryotubes stériles avec code barres filetage externe


capacité	dim. tube	code barre	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	Prix HT
			○	●	●	●	●	●	
0,5 ml	Ø10,05 x 30,2 mm	code barre	BL2720	BL2721	BL2722	BL2723	BL2724	BL2725	les 25
1,0 ml	Ø10,05 x 39,3 mm	code barre	BL2730	BL2731	BL2732	BL2733	BL2734	BL2735	les 25
1,5 ml	Ø10,05 x 45,7 mm	code barre	BL2740	BL2741	BL2742	BL2743	BL2744	BL2745	les 25
2,0 ml	Ø12,50 x 39,7 mm	code barre	BL2750	BL2751	BL2752	BL2753	BL2754	BL2755	les 25
5,0 ml	Ø12,50 x 83,5 mm	code barre	BL2760	BL2761	BL2762	BL2763	BL2764	BL2765	les 25



## Pastilles de couleur

- se clipsent sur les capuchons

coloris	référence	Prix HT
blanc	BL2850	les 100
rouge	BL2851	les 100
vert	BL2852	les 100
bleu	BL2853	les 100
jaune	BL2854	les 100
violet	BL2855	les 100




## Cryotubes stériles avec code 2D filetage interne

- stériles par rayons gamma, sans RNase et DNase, sans endotoxine et sans ADN étranger

- en polypropylène
- température de -196°C à +121°C, résistant à l'azote liquide
- graduations noires et zone d'écriture blanche
- codes-barres 2D Datamatrix prédéfinis sur le fond du tube, code barres et numéros

- prédéfinis sur les côtés
- base auto-portante
- 6 coloris de capuchons
- tubes disponibles seuls ou disposés en cryoboîte dont le fond, percé de trous, permet de lire les codes 2D des tubes





capacité	dim. tube	dim. boîte	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	Prix HT
2,0 ml	Ø12,5 x 39,7 mm	-	○	●	●	●	●	●	les 25, en vrac
2,0 ml	Ø12,5 x 39,7 mm	133 x 133 x h52 mm	BL2820	BL2821	BL2822	BL2823	BL2824	BL2825	les 81, en boîte
			BL2830	BL2831	BL2832	BL2833	BL2834	BL2835	

## Cryotubes stériles avec code 2D et code barres filetage externe

- stériles par rayons gamma, sans RNase et DNase, sans endotoxine et sans ADN étranger

- en polypropylène
- température de -196°C à +121°C, résistant à l'azote liquide
- graduations noires et zone d'écriture blanche
- codes-barres 2D Datamatrix prédéfinis sur le fond du tube, et code barres et numéros prédéfinis sur les côtés

- base auto-portante
- capuchons sans joint torique : réduit les risques de contamination, 6 coloris au choix
- emballés en sachet ou disposés en cryoboîte dont le fond, percé de trous, permet de lire les codes 2D des tubes



capacité	dim. tube	code barres	code D	dim. boîte	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	Prix HT
					○	●	●	●	●	●	
Tubes en vrac											
0,5 ml	Ø10,05 x 30,2 mm	code barres	code 2D	-	BL3210	BL3211	BL3212	BL3213	BL3214	BL3215	les 25
1,0 ml	Ø10,05 x 39,3 mm	code barres	code 2D	-	BL3220	BL3221	BL3222	BL3223	BL3224	BL3225	les 25
1,5 ml	Ø10,05 x 45,7 mm	code barres	code 2D	-	BL3230	BL3231	BL3232	BL3233	BL3234	BL3235	les 25
2,0 ml	Ø10,05 x 48,0 mm	code barres	code 2D	-	BL3240	BL3241	BL3242	BL3243	BL3244	BL3245	les 25
Tubes en boîte											
0,5 ml	Ø10,05 x 30,2 mm	code barres	code 2D	133 x 133 x h36 mm	BL3250	BL3211	BL3212	BL3213	BL3214	BL3215	les 100
1,0 ml	Ø10,05 x 39,3 mm	code barres	code 2D	133 x 133 x h52 mm	BL3260	BL3221	BL3222	BL3223	BL3224	BL3225	les 100
1,5 ml	Ø10,05 x 45,7 mm	code barres	code 2D	133 x 133 x h52 mm	BL3270	BL3231	BL3232	BL3233	BL3234	BL3235	les 100
2,0 ml	Ø10,05 x 48,0 mm	code barres	code 2D	133 x 133 x h52 mm	BL3280	BL3241	BL3242	BL3243	BL3244	BL3245	les 81
5,0 ml	Ø10,05 x 93,0 mm	code barres	code 2D	133 x 133 x h95 mm	BL3290	BL3251	BL3252	BL3253	BL3254	BL3255	les 81