


Tubes cryogéniques **stériles** en PP

- ▶ jusqu'à -196°C
- ▶ certifiés sans RNase, DNase, pyrogènes

- stockage cryogénique -196°C
- parfaitement transparents
- large zone de marquage
- graduations imprimées
- doublure en silicone étanche montée dans le capuchon
- filetage interne ou externe
- autoclavables à +121°C
- les modèles avec filetage interne permettent un gain de place dans les cryoboîtes
- les modèles avec filetage externe sont plus faciles à utiliser avec des gants et comportent moins de risque de contamination croisée



capacité	dim. (Ø x h mm)	filetage externe					
		tubes à FOND ROND		tubes AVEC JUPE		tubes PIED EN ÉTOILE	
1 ml	Ø 12,4 x h41,0 mm	-	-	LMR4007	les 50	-	-
2 ml	Ø 12,4 x h48,5 mm	LMR4001	les 50	LMR4003	les 50	LMR4005	les 50
4 ml	Ø 12,4 x h70,3 mm	-	-	LMR4008	les 25	-	-
5 ml	Ø 12,4 x h91,3 mm	LMR4002	les 25	LMR4004	les 25	LMR4006	les 25

capacité	dim. (Ø x h mm)	filetage interne					
		tubes à FOND ROND		tubes AVEC JUPE		tubes PIED EN ÉTOILE	
1 ml	Ø 12,3 x h41 mm	LMR4011	les 100	LMR4015	les 50	LMR4019	les 100
2 ml	Ø 12,3 x h49 mm	LMR4012	les 50	LMR4016	les 50	LMR4020	les 50
4 ml	Ø 12,3 x h70,3 mm	LMR4013	les 100	LMR4017	les 25	LMR4021	les 100
5 ml	Ø 12,4 x h91,3 mm	LMR4014	les 25	LMR4018	les 25	LMR4022	les 25

Microtubes à centrifuger capuchon à vis

- fabriqué à partir de polypropylène vierge à 100 % pour garantir une clarté maximale pour les travaux biologiques
- tubes avec jupe et capuchon à vis
- centrifugation : jusqu'à 12 000 g
- capuchon moleté pour une prise ferme lors de l'ouverture et de la fermeture
- molette de verrouillage du tube dans des racks spécialisés pour une utilisation d'une seule main
- disponibles avec l'option de bouchons multicolores, bouchon attaché ou non attaché



capacité	diamètre	stériles	
1,5 ml	Ø 9,55 mm	LMR4101	les 50
2 ml	Ø 9,72 mm	LMR4102	les 50
non stériles			
1,5 ml	Ø 9,55 mm	LMR4103	les 50
2 ml	Ø 9,72 mm	LMR4104	les 50

Inserts de couleur pour capuchons



- en polypropylène
- s'insèrent dans le capuchon du cryotube
- petit trou pour un retrait facile du capuchon

coloris	référence	Prix HT	
blanc	CT4630	les 100	
bleu	CT4631	les 100	
rouge	CT4632	les 100	
vert	CT4633	les 100	
jaune	CT4634	les 100	