

Fixateurs pour histologie

désignation	applications	conditionnement	référence	Prix HT
Fixateur de Bouin	Fixateur cellulaire en cyto-histologie	500 ml	CL640965	
		1 litre	CL640961	
		5 litres	CL64096	
		10 litres	CL640962	
Fixateur de Bouin modifié	Fixateur cellulaire en cyto-histologie	500 ml	CL641965	
		1 litre	CL641961	
		5 litres	CL641960	
Fixateur de Bouin Hollande	Fixateur cellulaire	10 litres	CL641962	
		500 ml	CL642830	
		1 litre	CL642831	
Fixateur de Burckhardt	Fixateur cellulaire	500 ml	CL641265	
		1 litre	CL641261	
		2,5 litres	CL641260	
		5 litres	CL641269	
Fixateur de Carnoy	Fixateur cellulaire anhydre rapide utilisé pour la mise en évidence de noyau cellulaire	250 ml	CL642395	
		1 litre	CL642391	
		5 litres	CL642390	
		20 litres	CL642399	
Fixateur Ddgreen sans Formol	Fixateur cellulaire, substitut de formol	5 litres	CL642810	
Fixateur Duboscq-Brasil (Bouin alcoolique)	Fixateur de cellules de selles humides	500 ml	CL642800	
Cyto-Fixateur	Fixateur cellulaire	30 ml (flacon CG)*	CL64099	
		50 ml (flacon CG)*	CL640995	
		125 ml en spray	CL640665	
AFA selon Davidson	Fixateur cellulaire rapide donnant de très bon détails nucléaires	500 ml	CL641135	
		1 litre	CL641131	
		2,5 litres	CL641130	
		5 litres	CL641139	
AFA selon Lillie	Fixateur cellulaire	1 litre	CL641011	
Solution de Michel		5 litres	CL64101	
		1 litre	CL642820	
Formol phosphaté tamponné	Fixateur cellulaire	1 litre	CL642021	
		5 litres	CL642020	
Formol salé	Fixateur cellulaire provoquant moins de dommage sur les érythrocytes que la formol	1 litre	CL641801	
		5 litres	CL641800	
		20 litres	CL641809	
Formol sucré tamponné	Fixateur cellulaire protégeant les composants cytologiques	1 litre	CL641031	
		5 litres	CL641030	
Formol tamponné 10% - 4% V/V	Fixateur cellulaire pouvant causer des dommages aux érythrocytes	1 litre	LMRFH1	
		5 litres	LMRFH	
		20 litres	CL641069	
Formol tamponné 50% - 20% V/V	Fixateur cellulaire pouvant causer des dommages aux érythrocytes	1 litre	CL640971	
		5 litres	CL640970	
		20 litres	CL640979	
Liquide de Ruge	Fixateur cellulaire	1 litre	CL641071	
		5 litres	CL641070	
Fixateur de Saccomanno	Fixateur cytologique standard	30 ml (flacon CG)*	CL641990	
		50 ml (flacon CG)*	CL641995	
		125 ml en spray	CL641991	
Fixateur AFA	Fixateur cytologique standard	500 ml	CL641993	
		500 ml	CL641275	
		1 litre	CL641271	
		2,5 litres	CL641270	
Formol 40% stabilisé		5 litres	CL641279	
		1 litre	DK00145	

* Flacon compte-goutte.