



Barreaux PTFE forme "haltère"



- noyau magnétique encapsulé de PTFE
- disques stables des deux côtés : excellente agitation

longueur x Ø	référence	Prix HT
37 x Ø 20 mm	BA3590	
55 x Ø 20 mm	BA3591	


Barreaux PTFE en croix



- noyau magnétique encapsulé de PTFE
- mélange sûr et silencieux

L x L	hauteur	référence	Prix HT
10 x 10 mm	5 mm	BA3620	
19 x 19 mm	9 mm	BA3621	
25 x 25 mm	13 mm	BA3622	
32 x 32 mm	14 mm	BA3623	
38 x 38 mm	15 mm	BA3624	


Barreaux PTFE en croix pour tubes



- noyau magnétique encapsulé de PTFE
- pour récipients hauts et de faible diamètre : cuvettes ou tubes à essai

H x Ø	référence	Prix HT
10 x Ø 8 mm	BA3580	
14 x Ø 10 mm	BA3581	
17 x Ø 13 mm	BA3582	
22 x Ø 15 mm	BA3583	
30 x Ø 12 mm	BA3584	
35 x Ø 12 mm	BA3585	
40 x Ø 14 mm	BA3586	
58 x Ø 15 mm	BA3587	


Barreau PTFE pour cuves spectro



- noyau magnétique encapsulé de PTFE
- chanfreins transversaux sur la face supérieure : fonctionnent comme des déflecteurs
- fond plat
- pour cuves spectro 10 mm

hauteur x Ø	référence	Prix HT
6 x Ø 9 mm	BA3630	



Barreaux PTFE en étoile



- noyau magnétique encapsulé de PTFE
- un renflement central permet un bon centrage dans les récipients étroits à fond rond
- quatre bras assurent un mélange uniforme

L x H	hauteur	référence	Prix HT
9 x 9 mm	6 mm	BA3640	
10 x 10 mm	6 mm	BA3641	
20 x 20 mm	10 mm	BA3642	
30 x 30 mm	12 mm	BA3643	


Barreaux PTFE colorés avec anneau pivotant



- noyau magnétique encapsulé de PTFE coloré
- cylindrique avec anneau pivot
- très stables, produit des turbulences supplémentaires par rapport aux barreaux lisses

longueur x Ø	Prix HT		
	rouge	bleu	jaune
13 x Ø 8 mm	BA3550	BA3560	BA3570
25 x Ø 8 mm	BA3551	BA3561	BA3571
38 x Ø 8 mm	BA3552	BA3562	BA3572
50 x Ø 8 mm	BA3553	BA3563	BA3573

Barreaux en verre cylindriques lisses



- noyau magnétique encapsulé de verre borosilicaté
- forme cylindrique
- surface extrêmement lisse
- pour travaux de haute pureté ou analyses de traces

longueur x Ø	référence	Prix HT
15 x Ø 8 mm	BA3540	
20 x Ø 8 mm	BA3541	
25 x Ø 8 mm	BA3542	
30 x Ø 8 mm	BA3543	
40 x Ø 8 mm	BA3544	
55 x Ø 8 mm	BA3545	

Barreaux PTFE sphériques



- noyau magnétique encapsulé de PTFE
- pour récipients étroits : tubes, tuyaux
- utilisés dans un bécher, les barreaux d'agitation magnétique sphériques sont poussés sur les parois par les forces centrifuges, pour une bonne agitation excentrique

diamètre	référence	Prix HT
Ø 12 mm	BA3635	