

Flacons inviolables VITgrip™ en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène



inviolable



- étanchéité optimale
- compatibles contact alimentaire
- forme étroite et échancrée pour une parfaite préhension
- graduations moulées en relief sur les deux côtés (précision ± 5%)
- col GL45, capuchon avec bague d'invulnabilité

capacité	dim. (Ø fond x h)	subd.	référence	Prix HT
125 ml	Ø 54 x h103 mm	12,5 ml	RS3420	
250 ml	Ø 64 x h149 mm	25 ml	RS3421	
500 ml	Ø 77 x h192 mm	25 ml	RS3422	
1000 ml	Ø 97 x h234 mm	50 ml	RS3423	
2000 ml	Ø 126 x h278 mm	100 ml	RS3424	

Flacons col étroit en Téflon PFA

PLASTIQUE
Téflon PFA



▶ **Téflon PFA : conservation longue durée d'agents oxydants, acides, lessives alcalines et hydrocarbures, solvants, etc.**

- en Téflon PFA transparent
- autoclavables à +121°C
- capuchon à vis en PFA avec filet en dents de scie

capacité	dim. (Ø fond x h)	col	réf	Prix HT
50 ml	Ø 37 x h86 mm	S28	RS3435	
100 ml	Ø 45 x h120 mm	S28	RS3436	
250 ml	Ø 61 x h160 mm	S28	RS3437	
500 ml	Ø 76 x h190 mm	S28	RS3438	
1000 ml	Ø 96 x h240 mm	S28	RS3439	

Flacons col large en Téflon PFA

PLASTIQUE
Téflon PFA



- en Téflon PFA transparent
- autoclavables à +121°C
- capuchon à vis en PFA avec filet en dents de scie

capacité	dim. (Ø fond x h)	col	réf	Prix HT
250 ml	Ø 61 x h150 mm	S40	RS3431	
500 ml	Ø 76 x h179 mm	S40	RS3432	
1000 ml	Ø 96 x h217 mm	S40	RS3433	
2000 ml	Ø 130 x h245 mm	S40	RS3434	

Flacons à col rodé étroit, épaulement fuyant en Polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène



- bouchon rodé en PP avec poignée carrée et insert rouge

capacité	dim. (Ø fond x h)	rodage	référence	Prix HT
100 ml	Ø 52 x h106 mm	14/23	RS3610	
250 ml	Ø 70 x h138 mm	19/26	RS3611	
500 ml	Ø 87 x h172 mm	24/29	RS3612	
1000 ml	Ø 108 x h213 mm	29/32	RS3613	

Flacons à col rodé large, épaulement fuyant en Polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène



- bouchon rodé en PP avec poignée octogonale et insert rouge

capacité	dim. (Ø fond x h)	rodage	référence	Prix HT
100 ml	Ø 55 x h111 mm	29/32	RS3620	
250 ml	Ø 73 x h144 mm	34/35	RS3621	
500 ml	Ø 87 x h183 mm	45/40	RS3622	
1000 ml	Ø 108 x h214 mm	60/46	RS3623	

Flacons à épaulement fuyant en Polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène



- capsule à vis en PP
- compatibles contact alimentaire
- joint en mousse PE et deux anses pour la capacité 10 litres

capacité	dim. (Ø fond x h)	col	référence	Prix HT
100 ml	Ø 52 x h100 mm	GL18	RS3601	
100 ml	Ø 55 x h96 mm	GL32	RS3602	
250 ml	Ø 70 x h132 mm	GL25	RS3603	
500 ml	Ø 87 x h165 mm	GL25	RS3604	
1000 ml	Ø 108 x h202 mm	GL32	RS3605	
1000 ml	Ø 108 x h204 mm	GL63	RS3606	
2000 ml	Ø 131 x h245 mm	GL32	RS3607	
2000 ml	Ø 131 x h243 mm	GL63	RS3608	
10000 ml	Ø 222 x h394 mm	GL63	RS3609	