

Secoueurs universels 8 kg orbital, va-et-vient,

charge maxi
8 kg


dim. plateforme
330 x 330 mm



	Secoueur orbital	Secoueur va-et-vient
mouvement	Ø orbital 10 mm	amplitude linéaire 20 mm
vitesse réglable	20 à 500 tr/min	20 à 300 osc/min
plate-forme	330 x 330 mm	330 x 330 mm
charge max.	8 kg	8 kg
dim. (lpxh) / poids	380 x 510 x 140 mm / 11 kg	380 x 510 x 140 mm / 11 kg
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Secoueurs analogiques	GF3003	GF3004
Secoueurs digitaux	GF3005	GF3006

- construction robuste en acier
- régulateur électronique de vitesse, parfaite stabilité et de la vitesse d'agitation
- minuterie 0 à 60 min ou fonctionnement en continu
- modèles digitaux : affichage digital et interface RS232
- cond. amb. : +10 à +50°C pour les modèles digitaux, +10 à +60°C pour les modèles analogiques, 70% HR
- maintien des accessoires de fixation par 4 pinces en plastique
- livrés sans support

Support universel



- pour Erlen, ballons à fond plat ou à fond rond, tubes, etc.
- composé d'un support de base et de 4 rouleaux de fixation recouverts de caoutchouc
- 3 hauteurs au choix : 25, 45 ou 65 mm

référence **Prix HT**
GF3100 Support universel avec 4 rouleaux

Support à pinces pour Erlens 25 à 1000 ml



- composé d'un plateau perforé prévu pour recevoir des pinces pour ballons à fond rond, ballons à fond plat, fioles, Erlens etc.
- surface pose 330 x 330 mm

référence	Pinces interchangeables		Prix HT
référence	capacité max du plateau		Prix HT
GF10	45 x Erlens	25 ml	
GF11	25 x Erlens	50 ml	
GF12	16 x Erlens	100 ml	
GF13	12 x Erlens	200 ml	
GF14	9 x Erlens	300 ml	
GF15	9 x Erlens	500 ml	
GF16	4 x Erlens	1000 ml	


Portoirs de tubes à essai



- portoirs de tubes inox inclinables jusqu'à 90°
- capacité par portoir :
24 tubes Ø16/17 x h160 ou h100 mm
ou 24 tubes Ø12 x h100 ou h75 mm
- 3 portoirs max. par plateau

référence **Prix HT**
GF3500 Plateau perforé
GF3955 Portoir inox 24 places


Support-plateau



- support-plateau recouvert d'un tapis en caoutchouc pour cultures cellulaires, milieux de culture, etc.
- surface pose 300 x 300 mm

référence **Prix HT**
GF3210 Support-plateau

Support ampoules à décanter



référence	Supports pour ampoules à décanter		Prix HT
référence	capacité max du plateau		Prix HT
GF3500	6 x Erlens	50 ml	
GF21	6 x Erlens	100 ml	
GF22	4 x Erlens	250 ml	
GF23	3 x Erlens	500 ml	