


Couteaux à palette à usage unique en polystyrène ou en bioplastique



- ▶ modèles stériles
- ▶ modèles détectables utilisables dans la gestion des corps étrangers HACCP

- en polystyrène blanc ou bleu, ou en bioplastique
- dim. : 192 x 20 mm
- pour appliquer, répartir ou lisser les produits visqueux, racler les cuvettes, éliminer les résidus ou excédents, mélanger et agiter
- atteint chaque angle et chaque arrondi des différents récipients
- compatibles contact alimentaire
- vendus par 100, modèles stériles rayons gamma en emballage individuel



i Poudres,
granulés et pâtes.

détection par
détecteur de métaux,
rayons X et
scanner couleur

| dim. | stérile | polystyrène blanc | bioplastique blanc | polystyrène bleu | polystyrène bleu détectable |
|-------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | usage général | entièrement recyclable, exempt de tout matériau d'origine fossile, permet la réduction des émissions de CO2 et des gaz à effet de serre | couleur bleue facilement identifiable par un contrôle visuel en industrie alimentaire, pharmaceutique et fourragère | avec un additif détectable par détecteur de métaux, scanner couleur ou rayons X |
| 192 x 20 mm | - | BK5201 les 100 | BK5202 les 100 | - | - |
| 192 x 20 mm | stériles | BK5201S les 100 | BK5202S les 100 | BK5203S les 100 | BK5204S les 100 |