

Connecteurs de tuyau droits en PFA/PTFE avec écrou



- raccords pour tuyaux avec écrou fileté
- lèvres d'étanchéité élastique, joint torique en FKM, écrou en PPS
- température jusqu'à +200°C
- connecteurs de rechange, sans écrou

filetage	Ø int./ext	longueur	matériau	réf.	Prix HT
connecteurs avec écrou [1]					
GL14	Ø6/ 8,7mm	45mm	PFA	BA3850	
GL18	Ø7/10,4mm	51mm	PFA	BA3851	
GL25	Ø10/ 16 mm	68mm	PTFE	BA3852	
GL32	Ø16/ 21 mm	80mm	PTFE	BA3853	
connecteurs de rechange, sans écrou [2]					
Connecteur 34 mm pour BA3850	PFA	BA3855			
Connecteur 39 mm pour BA3851	PFA	BA3856			
Connecteur 55 mm pour BA3852	PTFE	BA3857			
Connecteur 65 mm pour BA3853	PTFE	BA3858			

Connecteurs de tuyau droits en PP avec écrou



- raccords pour tuyaux avec écrou fileté
- lèvres d'étanchéité élastique, joint torique en FKM, écrou en PPS
- température jusqu'à +110°C
- connecteurs de rechange, sans écrou

filetage	Ø int./ext	longueur	matériau	réf.	Prix HT
connecteurs avec écrou [1]					
GL14	Ø6/ 8,7mm	45mm	PP	BA3870	
GL18	Ø7/10,4mm	51mm	PP	BA3871	
GL25	Ø10/ 16 mm	68mm	PP	BA3872	
connecteurs de rechange, sans écrou [2]					
Connecteur 38 mm pour BA3870	PP	BA3873			
Connecteur 40 mm pour BA3871	PP	BA3874			
Connecteur 55 mm pour BA3872	PP	BA3875			

Connecteurs de tuyau droits avec écrou, antistatiques



- raccords pour tuyaux avec écrou fileté en PTFE antistatique
- lèvres d'étanchéité élastique, joint torique en FKM, écrou en PPS antistatique
- température jusqu'à +200°C

filetage	Ø int./ext	longueur	réf.	Prix HT
GL14	Ø6/ 8,7mm	45mm	BA4350	
GL18	Ø7/10,4mm	51mm	BA4351	
GL25	Ø10/ 16 mm	68mm	BA4352	

Connecteurs de tuyau courbés en PFA/PTFE avec écrou



- raccords pour tuyaux avec écrou fileté
- lèvres d'étanchéité élastique, joint torique en FKM, écrou en PPS
- température jusqu'à +200°C
- connecteurs de rechange, sans écrou

filetage	Ø int./ext	longueur	matériau	réf.	Prix HT
connecteurs avec écrou [1]					
GL14	Ø6/ 8,7mm	49mm	PFA	BA3860	
GL18	Ø7/10,4mm	65mm	PFA	BA3861	
connecteurs de rechange, sans écrou [2]					
Connecteur 40 mm pour BA3860	PFA	BA3862			
Connecteur 54 mm pour BA3861	PFA	BA3863			


Connecteurs de tuyau courbés en PP avec écrou



- raccords pour tuyaux avec écrou fileté
- lèvres d'étanchéité élastique, joint torique en FKM, écrou en PPS
- température jusqu'à +110°C
- connecteurs de rechange, sans écrou

filetage	Ø int./ext	longueur	matériau	réf.	Prix HT
connecteurs avec écrou [1]					
GL14	Ø6/ 8,7mm	51mm	PP	BA3880	
GL18	Ø7/10,4mm	66mm	PP	BA3881	
connecteurs de rechange, sans écrou [2]					
Connecteur 41 mm pour BA3880	PP	BA3882			
Connecteur 56 mm pour BA3881	PP	BA3883			

Soupape de surpression manuelle



- corps en PTFE avec deux raccords filetés
- vanne en PPS avec manette de ventilation à visser / dévisser, pour réguler la pression de 0,1 à 10 bar

filetage	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL18	Ø6 mm	88 mm	BA3840	

Vannes de régulation de débit filetées



- vannes à deux voies avec deux raccords filetés GL
- en PTFE
- écrou pour ouverture / fermeture de la vanne
- étanches au liquide ou au gaz, résistants à des pressions jusqu'à 10 bars

filetage	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL14	Ø4 mm	62 mm	BA3842	
GL18	Ø6 mm	80 mm	BA3844	