

### Distributeur GL avec robinet



- bouchon à vis noir en PPS avec filetage GL45, distributeur mobile avec robinet en PTFE, ventilation intégrée, avec capuchon en PTFE pour l'étanchéité du tube de décharge
- résistance température : -20°C à +110°C
- une bouteille avec distributeur monté peut être fixée en bas dans un montage

filetage	robinet	tube décharge	référence	Prix HT
GL45	Ø 4 mm	Ø 4 mm	<b>BA4402</b>	

### Entonnoirs en verre avec raccord GL



- entonnoir en verre borosilicaté, capacité 100 ml, raccordé à un tube en PTFE (longueur 64 mm) biseauté à son extrémité basse, par un bouchon à vis filetage GL en PPS
- le dispositif se fixe sur le récipient à remplir avec un autre bouchon à vis GL en PPS
- entonnoir orientable dans toutes les directions
- pour l'insertion de poudres ou liquides dans les récipients à col fileté GL, sans adhérence ou agglutination
- l'entonnoir peut être remplacé par tout autre dispositif du même filetage GL

raccord entonnoir	tube (Ø int./ext.)	bouchon	référence	Prix HT
GL25	Ø 12/15 mm	GL25	<b>BA4510</b>	
GL32	Ø 17/20 mm	GL32	<b>BA4511</b>	
GL25	Ø 17/20 mm	GL32	<b>BA4512</b>	
GL32	Ø 12/15 mm	GL25	<b>BA4513</b>	

### Entonnoir en verre avec raccord rodé



- entonnoir en verre borosilicaté, capacité 100 ml, raccordé à un tube en PTFE (longueur 64 mm) biseauté à son extrémité basse, par un bouchon à vis filetage GL en PPS
- le dispositif se fixe sur le récipient à remplir avec raccord rodé
- entonnoir orientable dans toutes les directions
- pour l'insertion de poudres ou liquides dans les récipients à col fileté GL, sans adhérence ou agglutination
- l'entonnoir peut être remplacé par tout autre dispositif du même rodage

raccord entonnoir	tube (Ø int./ext.)	raccord rodé	référence	Prix HT
GL32	Ø 17/20 mm	29/32	<b>BA4515</b>	

### Piège à saleté en PTFE



- 2 filetages GL18 pour le raccordement de tuyaux rigides ou de tuyaux avec raccord
- connexion latérale avec bouchon pour remplacer la membrane filtrante (épaisseur 0,2-3,0 mm) et pour nettoyer
- sens d'écoulement indiqué par une flèche
- protection des agrégats (pompes, vannes, robinets, buses, etc.) contre la contamination et les dommages dus aux particules
- livré sans membrane filtrante (à commander séparément)

filetages	Ø int.	longueur	membrane	référence	Prix HT
GL18	Ø 8 mm	88 mm	Ø 25 mm	<b>BA4405</b>	


### Adaptateurs pour pompes Prominent®



- en PTFE renforcé de fibre de verre
- transition du filetage de la pompe M20x1,5 un filetage GL
- résiste à une pression jusqu'à 10 bar

filetage pompe	filetage GL	Ø int.	référence	Prix HT
M20x1,5	GL14	Ø 3,0 mm	<b>BA4408</b>	
M20x1,5	GL18	Ø 10,5 mm	<b>BA4409</b>	

### Bouchons obturateurs pour capuchons à vis



- bouchons en PTFE, adaptés aux bouchons en ETFE et PPS
- le bouchon est inséré dans le capuchon et s'enclenche dès que le capuchon est serré
- se retire facilement pour le nettoyage
- fermeture sûre des ports inutilisés

filetage GL	Ø ext.	référence	Prix HT
GL14	Ø 6 mm	<b>BA4501</b>	
GL18	Ø 10 mm	<b>BA4502</b>	
GL25	Ø 10 mm	<b>BA4503</b>	
GL32	Ø 16 mm	<b>BA4504</b>	
GL45	Ø 22 mm	<b>BA4505</b>	