

## Flacons de pesée en Verre borosilicaté 3.3



- couvercle rodé
- conformes DIN 12605

capacité	dim. (Ø x h)	rodage	référence	Prix HT
rodage 19/12				
3 ml	Ø 25 x 25 mm	19/12	TK1025	
5 ml	Ø 25 x 30 mm	19/12	TK1026	
9 ml	Ø 25 x 40 mm	19/12	TK1027	
13 ml	Ø 25 x 50 mm	19/12	TK1028	
rodage 24/12				
7 ml	Ø 30 x 30 mm	24/12	TK1029	
13 ml	Ø 30 x 40 mm	24/12	TK1030	
19 ml	Ø 30 x 50 mm	24/12	TK1031	
24 ml	Ø 30 x 60 mm	24/12	TK1032	
30 ml	Ø 30 x 70 mm	24/12	TK1033	
36 ml	Ø 30 x 80 mm	24/12	TK1034	
rodage 29/12				
10 ml	Ø 35 x 30 mm	29/12	TK1035	
18 ml	Ø 35 x 40 mm	29/12	TK1036	
26 ml	Ø 35 x 50 mm	29/12	TK1037	
34 ml	Ø 35 x 60 mm	29/12	TK1038	
42 ml	Ø 35 x 70 mm	29/12	TK1039	
rodage 34/12				
13 ml	Ø 40 x 30 mm	34/12	TK1040	
23 ml	Ø 40 x 40 mm	34/12	TK1041	
34 ml	Ø 40 x 50 mm	34/12	TK1042	
45 ml	Ø 40 x 60 mm	34/12	TK1043	
55 ml	Ø 40 x 70 mm	34/12	TK1044	
66 ml	Ø 40 x 80 mm	34/12	TK1045	
rodage 45/12				
20 ml	Ø 40 x 30 mm	45/12	TK1046	
37 ml	Ø 50 x 40 mm	45/12	TK1047	
54 ml	Ø 50 x 50 mm	45/12	TK1048	
88 ml	Ø 50 x 70 mm	45/12	TK1049	
105 ml	Ø 50 x 80 mm	45/12	TK1050	
rodage 50/12				
29 ml	Ø 60 x 30 mm	50/12	TK1051	
53 ml	Ø 60 x 40 mm	50/12	TK1052	
78 ml	Ø 60 x 50 mm	50/12	TK1053	
102 ml	Ø 60 x 60 mm	50/12	TK1054	
126 ml	Ø 60 x 70 mm	50/12	TK1055	
150 ml	Ø 60 x 80 mm	50/12	TK1056	



- conformes DIN 12605
- couvercles en verre rodé
- forme basse ou forme haute

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
flacons de pesée forme haute			
8 ml	Ø 25 x h40 mm	SW9801	
20 ml	Ø 30 x h50 mm	SW9802	
25 ml	Ø 30 x h60 mm	SW9803	
40 ml	Ø 35 x h70 mm	SW9804	
60 ml	Ø 40 x h80 mm	SW9805	
100 ml	Ø 50 x h80 mm	SW9806	
flacons de pesée forme basse			
10 ml	Ø 35 x h30 mm	SW9851	
20 ml	Ø 50 x h30 mm	SW9852	

## Flacons de pesée en polypropylène



- légers
- livrés avec couvercles à pression étanches à l'air
- excellente résistance aux acides
- le bord supérieur peut être plié pour verser des liquides

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
23 ml	Ø 30 x h48 mm	VA4110	les 10
20 ml	Ø 40 x h29 mm	VA4111	les 10
60 ml	Ø 40 x h69 mm	VA4112	les 10
30 ml	Ø 49 x h29 mm	VA4113	les 10
50 ml	Ø 59 x h34 mm	VA4114	les 10
190 ml	Ø 59 x h88 mm	VA4115	les 10
300 ml	Ø 70 x h118 mm	VA4116	les 10



- couvercle rodé
- conformes DIN 12605

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Pèse-filtres, forme basse 1			
5 ml	Ø 28 x 25 mm	GW1280	
15 ml	Ø 38 x 30 mm	GW1281	
30 ml	Ø 54 x 30 mm	GW1282	
80 ml	Ø 85 x 30 mm	GW1283	
Pèse-filtres, forme haute			
10 ml	Ø 28 x 40 mm	GW1285	
20 ml	Ø 32 x 50 mm	GW1286	
45 ml	Ø 38 x 70 mm	GW1287	
70 ml	Ø 44 x 80 mm	GW1288	

## Flacons de pesée en aluminium



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	Ø 30 x h50 mm	OML450	
60 ml	Ø 40 x h35 mm	OML451	
70 ml	Ø 50 x h35 mm	OML452	
120 ml	Ø 40 x h60 mm	OML453	
140 ml	Ø 50 x h70 mm	OML454	
150 ml	Ø 70 x h40 mm	OML455	
195 ml	Ø 75 x h45 mm	OML456	