

Verres à expérience en verre graduations moulées



VERRE
sodocalcique
graduations moulées



- base circulaire
- bec verseur

capacité	référence	Prix HT
60 ml	TD4012	
125 ml	TD4014	
250 ml	TD4015	
500 ml	TD4016	

Verres à expérience en verre graduations ambrées



VERRE
sodocalcique
graduations émaillées ambrées



- base circulaire
- bec verseur

capacité	référence	Prix HT
20 ml	GW6178	
50 ml	GW6179	
100 ml	GW6180	
250 ml	GW6181	
1000 ml	GW6183	

Verres à expérience en verre graduations bleues



VERRE
sodocalcique
graduations émaillées bleues



- base circulaire
- bec verseur

capacité	référence	Prix HT
100 ml	TD4022	
250 ml	TD4024	
1000 ml	TD4026	

Vases inox avec anse graduations moulées



- vases en acier inoxydable 18/10
- gradués par 100 ml
- bord droit sans bec

capacité	dimensions Ø x h	référence	Prix HT
500 ml	Ø 125 x 95 mm	BC8650	
1 000 ml	Ø 135 x 120 mm	BC8651	
2 000 ml	Ø 175 x 145 mm	BC8652	

Verres à expérience en PP graduations moulées



PLASTIQUE
polypropylène
graduations moulées




- base circulaire
- bec verseur

capacité	hauteur	référence	Prix HT
100 ml	118 mm	VA3020	
250 ml	160 mm	VA3021	
500 ml	180 mm	VA3022	
1000 ml	270 mm	VA3023	

Verres à expérience en PMP-TPX graduations moulées



PLASTIQUE
PMP - TPX
graduations moulées



- base circulaire
- bec verseur

capacité	hauteur	référence	Prix HT
100 ml	117 mm	VA3030	
250 ml	162 mm	VA3031	
500 ml	183 mm	VA3032	
1000 ml	263 mm	VA3033	

Vases inox à pied avec anse graduations moulées



- vases en acier inoxydable 18/10
- gradués par 100 ml
- bord droit sans bec

capacité	dimensions Ø x h	référence	Prix HT
500 ml	Ø 115 x 115 mm	BC8660	
1 000 ml	Ø 140 x 160 mm	BC8661	
1 500 ml	Ø 150 x 160 mm	BC8662	
2 000 ml	Ø 160 x 185 mm	BC8663	