

Robinetts clé en verre voie droite



- en Verre borosilicaté 3.3
- conformes à la norme DIN 12541
- clé interchangeable
- dispositif pour retenir la clé
- tenue au vide 0,1 mbar selon exigences de la norme DIN 12540
- branches 100 mm

voie clé	Ø ext. branches	ép. parois branches	référence	Prix HT
2 mm	Ø 8 mm	1,5 mm	GW7210	
2,5 mm	Ø 9 mm	1,5 mm	GW7211	
4 mm	Ø 10 mm	1,5 mm	GW7212	

Robinetts voie droite pour vide poussé



- en Verre borosilicaté 3.3
- clé et siège rodés, appariés pour une précision parfaite (numérotation pour garantir l'appariement)
- branches 100 mm

voie clé	Ø ext. branches	ép. parois branches	référence	Prix HT
3 mm	Ø 9 mm	1,5 mm	GW7220	
4 mm	Ø 10 mm	1,5 mm	GW7221	
6 mm	Ø 11 mm	1,5 mm	GW7222	

Robinetts 2 voies pour vide poussé



- en Verre borosilicaté 3.3
- clé et siège rodés, appariés pour une précision parfaite (numérotation pour garantir l'appariement)
- branches 100 mm

voie clé	Ø ext. branches	ép. parois branches	référence	Prix HT
4 mm	Ø 10 mm	1,5 mm	GW7232	