

## Fioles jaugées classe A

bouchon en PP



**VERRE**  
borosilicaté 3.3

marquage  
bleu / blanc

- conformes à la norme DIN EN ISO 1042
- numéro de lot et certificat de lot
- certificat individuel sur demande



capacité	exact.	rodage	verre clair graduations bleues		verre ambré graduations blanches	
			référence	Prix HT	référence	Prix HT
5 ml	±0,04 ml	10/19	BD5800	les 2	BD5860	les 2
10 ml	±0,025 ml	7/16	BD5801	les 2	-	-
10 ml	±0,04 ml	10/19	BD5802	les 2	BD5862	les 2
20 ml	±0,06 ml	12/21	BD5803	les 2	BD5863	les 2
20 ml	±0,04 ml	10/19	BD5804	les 2	BD5864	les 2
25 ml	±0,04 ml	10/19	BD5805	les 2	BD5865	les 2
25 ml	±0,06 ml	12/21	BD5806	les 2	BD5866	les 2
50 ml	±0,06 ml	12/21	BD5807	les 2	BD5867	les 2
50 ml	±0,10 ml	14/23	BD5808	les 2	BD5868	les 2
100 ml	±0,10 ml	12/21	BD5809	les 2	-	-
100 ml	±0,10 ml	14/23	BD5810	les 2	BD5870	les 2
150 ml	±0,15 ml	14/23	BD5811	les 2	-	-
200 ml	±0,15 ml	14/23	BD5812	les 2	BD5872	les 2
250 ml	±0,15 ml	14/23	BD5813	les 2	BD5873	les 2
500 ml	±0,25 ml	19/26	BD5814	les 2	BD5874	les 2
1000 ml	±0,40 ml	24/29	BD5815	l'unité	BD5875	l'unité
1000 ml	±0,60 ml	29/32	BD5816	l'unité	-	-
2000 ml	±0,60 ml	29/32	BD5817	l'unité	-	-
5000 ml	±1,20 ml	34/35	BD5818	l'unité	-	-
10000 ml	±2,00 ml	45/40	BD5819	l'unité	-	-

## Fioles jaugées classe A

bouchon en verre



**VERRE**  
borosilicaté 3.3

marquage  
bleu / blanc

- conformes à la norme DIN EN ISO 1042
- numéro de lot et certificat de lot
- certificat individuel sur demande



capacité	exact.	rodage	verre clair graduations bleues		verre ambré graduations blanches	
			référence	Prix HT	référence	Prix HT
5 ml	±0,04 ml	10/19	BD5820	les 2	BD5880	les 2
10 ml	±0,04 ml	10/19	BD5821	les 2	BD5881	les 2
20 ml	±0,04 ml	10/19	BD5822	les 2	BD5882	les 2
20 ml	±0,06 ml	12/21	BD5823	les 2	-	-
25 ml	±0,04 ml	10/19	BD5824	les 2	BD5884	les 2
25 ml	±0,06 ml	12/21	BD5825	les 2	-	-
50 ml	±0,06 ml	12/21	BD5826	les 2	BD5886	les 2
50 ml	±0,10 ml	14/23	BD5827	les 2	BD5887	les 2
100 ml	±0,10 ml	12/21	BD5828	les 2	-	-
100 ml	±0,10 ml	14/23	BD5829	les 2	BD5889	les 2
200 ml	±0,15 ml	14/23	BD5830	les 2	BD5890	les 2
250 ml	±0,15 ml	14/23	BD5831	les 2	BD5891	les 2
500 ml	±0,25 ml	19/26	BD5832	les 2	BD5892	les 2
1000 ml	±0,40 ml	24/29	BD5833	l'unité	BD5893	l'unité
2000 ml	±0,60 ml	29/32	BD5834	l'unité	-	-
5000 ml	±1,20 ml	34/35	BD5835	l'unité	-	-

## Fioles jaugées classe A

col lisse avec rebord



**VERRE**  
borosilicaté 3.3

marquage  
bleu

- conformes à la norme DIN EN ISO 1042
- numéro de lot et certificat de lot
- certificat individuel sur demande

capacité	exact.	référence	Prix HT
10 ml	±0,04 ml	BD5840	les 2
20 ml	±0,04 ml	BD5841	les 2
25 ml	±0,04 ml	BD5842	les 2
50 ml	±0,06 ml	BD5843	les 2
100 ml	±0,10 ml	BD5844	les 2
200 ml	±0,15 ml	BD5845	les 2
250 ml	±0,15 ml	BD5846	les 2
500 ml	±0,25 ml	BD5847	les 2
1000 ml	±0,40 ml	BD5848	l'unité



## Fioles jaugées forme trapèze classe A

bouchon en PP



**VERRE**  
borosilicaté 3.3

marquage  
bleu

- conformes à la norme DIN EN ISO 1042
- numéro de lot et certificat de lot
- certificat individuel sur demande

capacité	exact.	rodage	référence	Prix HT
1 ml	±0,025 ml	7/16	BD5850	les 2
2 ml	±0,025 ml	7/16	BD5851	les 2
5 ml	±0,025 ml	7/16	BD5852	les 2
10 ml	±0,04 ml	10/19	BD5853	les 2
20 ml	±0,04 ml	10/19	BD5854	les 2
25 ml	±0,04 ml	10/19	BD5855	les 2
50 ml	±0,04 ml	12/21	BD5856	les 2

