

## Béchers de Griffin ETFE graduations moulées



- translucides
- graduations imprimées bleues
- excellente résistance chimique
- bord évasé, bec verseur

capacité	grad.	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
25 ml	5 ml	Ø32 x h50 mm	BD6310	
50 ml	10 ml	Ø39 x h59 mm	BD6311	
100 ml	20 ml	Ø50 x h72 mm	BD6312	
250 ml	50 ml	Ø67 x h96 mm	BD6313	
400 ml	50 ml	Ø77 x h109 mm	BD6314	
500 ml	100 ml	Ø88 x h122 mm	BD6315	
600 ml	100 ml	Ø91 x h125 mm	BD6316	
1000 ml	100 ml	Ø105 x h143 mm	BD6317	

## Béchers avec bec verseur en PTFE



- bord renforcé
- bec verseur
- excellente résistance aux rayons UV
- résistant à des températures -200 à +250°C

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
25 ml	Ø 33 x 45 mm	BD6320	
50 ml	Ø 45 x 60 mm	BD6321	
100 ml	Ø 55 x 65 mm	BD6322	
150 ml	Ø 60 x 70 mm	BD6323	
250 ml	Ø 70 x 95 mm	BD6324	
400 ml	Ø 80 x 105 mm	BD6325	
500 ml	Ø 80 x 125 mm	BD6326	
1000 ml	Ø 105 x 155 mm	BD6327	
2000 ml	Ø 120 x 210 mm	BD6328	

## Ampoules à décanter coniques en PP



- translucide
- bouchon à vis en PP
- robinet en PTFE
- autoclavable à +121°C

capacité	référence	Prix HT
125 ml	BD6340	
250 ml	BD6341	
500 ml	BD6342	
1000 ml	BD6343	