

**Ballons à fond rond col rodé
en PFA**

BOLA
PLASTIQUE
PFA

- transparents
- col rodé



capacité	col	dim. (Ø xh)	référence	Prix HT
100 ml	29/32	Ø 67 x h117 mm	BA5610	
250 ml	29/32	Ø 88 x h149 mm	BA5611	
500 ml	29/32	Ø 107 x h177 mm	BA5612	

**Ballons bicols rodés à fond rond
en PFA**

PLASTIQUE
PFA

- transparents
- col central et col latéral rodés



capacité	dim. (Ø xh)	cols		référence	Prix HT
		central	latéral		
100 ml	Ø 67 x h117 mm	29/32	14/23	BA5620	
250 ml	Ø 88 x h149 mm	29/32	29/32	BA5621	
500 ml	Ø 107 x h177 mm	29/32	29/32	BA5622	

**Ballons tricols rodés à fond rond
en PFA**

PLASTIQUE
PFA

- transparents
- un col central et deux cols latéraux rodés



capacité	dim. (Ø xh)	cols		référence	Prix HT
		central	latéraux		
100 ml	Ø 67 x h117 mm	29/32	14/23	BA5630	
250 ml	Ø 88 x h149 mm	29/32	29/32	BA5631	
500 ml	Ø 107 x h177 mm	29/32	29/32	BA5632	

**Flacons à fond rond avec cols GL filetés
en PFA**

PLASTIQUE
PFA

- transparents
- un col central rodé et deux cols latéraux filetés GL18.



capacité	dim. (Ø xh)	cols		référence	Prix HT
		central	latéraux		
100 ml	Ø 67 x h117 mm	29/32	GL18	BA5640	
250 ml	Ø 88 x h149 mm	29/32	GL18	BA5641	
500 ml	Ø 107 x h177 mm	29/32	GL18	BA5642	