

**Capsules d'évaporation coniques en PTFE**
**PLASTIQUE**  
PTFE


- forme conique
- avec bec verseur

capacité	dim. (Ø xh)	référence	Prix HT
25 ml	Ø38 x h37 mm	BA5720	
50 ml	Ø49 x h41 mm	BA5721	
100 ml	Ø64 x h54 mm	BA5722	
250 ml	Ø97 x h62 mm	BA5723	

**Capsules d'évaporation-basses en PTFE**
**PLASTIQUE**  
PTFE


- forme cylindrique basse
- avec bec verseur

capacité	dim. (Ø xh)	référence	Prix HT
100 ml	Ø 105 x h18 mm	BA5740	
250 ml	Ø 130 x h36 mm	BA5741	

**Capsules d'évaporation profondes en PTFE**
**PLASTIQUE**  
PTFE


- forme cylindrique profonde
- sans bec verseur

capacité	dim. (Ø xh)	référence	Prix HT
25 ml	Ø 43 x h27 mm	BA5750	
50 ml	Ø 66 x h25 mm	BA5751	
100 ml	Ø 80 x h29 mm	BA5752	
250 ml	Ø 100 x h56 mm	BA5753	

**Creusets en PTFE**
**PLASTIQUE**  
PTFE


- forme ventrale conique
- sans bec

capacité	dim. (Ø xh)	Ø ext. bas	référence	Prix HT
25 ml	Ø 49 x h26 mm	Ø 33 mm	BA5710	
50 ml	Ø 62 x h35 mm	Ø 33 mm	BA5711	

**Capsules d'évaporation en PFA**
**PLASTIQUE**  
PFA


- forme cylindrique
- sans bec
- transparents
- empilables

capacité	dim. (Ø xh)	référence	Prix HT
15 ml	Ø 56 x h14,0 mm	BA5701	
100 ml	Ø 105 x h19,5 mm	BA5702	

**Capsule d'évaporation conique en PFA**
**PLASTIQUE**  
PFA


- forme conique
- avec bec
- transparents

capacité	dim. (Ø xh)	Ø ext. base	référence	Prix HT
100 ml	Ø 90 x h30 mm	Ø 60 mm	BA5705	