

### Ballons bicol à fond rond, col latéral parallèle en verre borosilicaté



- en verre borosilicaté DURAN®
- un col central et un col latéral parallèle
- zone de marquage

capacité	cols		Ø ext.	référence	Prix HT
	central	latéral			
<b>rodages central 29/32 - latéral 14/23</b>					
100 ml	29/32	14/23	Ø 64 mm	EZ1350	
250 ml	29/32	14/23	Ø 85 mm	EZ1351	
500 ml	29/32	14/23	Ø 105 mm	EZ1352	
1000 ml	29/32	14/23	Ø 131 mm	EZ1353	
2000 ml	29/32	14/23	Ø 166 mm	EZ1354	
<b>rodages central 29/32 - latéral 29/32</b>					
250 ml	29/32	29/32	Ø 85 mm	EZ1360	
500 ml	29/32	29/32	Ø 105 mm	EZ1361	
1000 ml	29/32	29/32	Ø 131 mm	EZ1362	
2000 ml	29/32	29/32	Ø 166 mm	EZ1363	
4000 ml	29/32	29/32	Ø 207 mm	EZ1364	

### Ballons bicol à fond rond, col latéral coudé en verre borosilicaté



- en verre borosilicaté DURAN®
- conformes à la norme DIN EN ISO 12394, sauf les références signalées \*
- un col central et un col latéral coudé 20°
- zone de marquage

capacité	cols		Ø ext.	référence	Prix HT
	central	latéral			
<b>rodages central 14/23 - latéral 14/23</b>					
25 ml	14/23	14/23	Ø 41 mm	EZ1710	*
50 ml	14/23	14/23	Ø 51 mm	EZ1711	*
100 ml	14/23	14/23	Ø 64 mm	EZ1712	*
250 ml	14/23	14/23	Ø 85 mm	EZ1713	*
<b>rodages central 24/29 - latéral 14/23</b>					
100 ml	24/29	14/23	Ø 64 mm	EZ1720	*
250 ml	24/29	14/23	Ø 85 mm	EZ1721	*
500 ml	24/29	14/23	Ø 105 mm	EZ1722	*
<b>rodages central 24/29 - latéral 19/26</b>					
100 ml	24/29	19/26	Ø 64 mm	EZ1730	*
250 ml	24/29	19/26	Ø 85 mm	EZ1731	*
500 ml	24/29	19/26	Ø 105 mm	EZ1732	*
1000 ml	24/29	19/26	Ø 131 mm	EZ1733	*
<b>rodages central 29/32 - latéral 14/23</b>					
100 ml	29/32	14/23	Ø 64 mm	EZ1740	*
250 ml	29/32	14/23	Ø 85 mm	EZ1741	
500 ml	29/32	14/23	Ø 105 mm	EZ1742	
1000 ml	29/32	14/23	Ø 131 mm	EZ1743	
2000 ml	29/32	14/23	Ø 166 mm	EZ1744	
<b>rodages central 29/32 - latéral 19/26</b>					
100 ml	29/32	19/26	Ø 64 mm	EZ1750	*
250 ml	29/32	19/26	Ø 85 mm	EZ1751	
500 ml	29/32	19/26	Ø 105 mm	EZ1752	
1000 ml	29/32	19/26	Ø 131 mm	EZ1753	
2000 ml	29/32	19/26	Ø 166 mm	EZ1754	
<b>rodages central 29/32 - latéral 29/32</b>					
100 ml	29/32	29/32	Ø 64 mm	EZ1760	*
250 ml	29/32	29/32	Ø 85 mm	EZ1761	*
500 ml	29/32	29/32	Ø 105 mm	EZ1762	*
1000 ml	29/32	29/32	Ø 131 mm	EZ1763	*
2000 ml	29/32	29/32	Ø 166 mm	EZ1764	*
4000 ml	29/32	29/32	Ø 207 mm	EZ1765	*

### Ballons bicol forme poire, col latéral coudé en verre borosilicaté



- en verre borosilicaté DURAN®
- conformes à la norme DIN EN ISO 12383, sauf les références signalées \*
- un col central et un col latéral coudé 25°
- zone de marquage

capacité	cols		Ø ext.	référence	Prix HT
	central	latéral			
<b>rodages central 14/23 - latéral 14/23</b>					
25 ml	14/23	14/23	Ø 40 mm	EZ1880	*
50 ml	14/23	14/23	Ø 50 mm	EZ1881	*
100 ml	14/23	14/23	Ø 64 mm	EZ1882	*
250 ml	14/23	14/23	Ø 85 mm	EZ1883	*
<b>rodages central 19/26 - latéral 14/23</b>					
25 ml	19/26	14/23	Ø 40 mm	EZ1885	*
50 ml	19/26	14/23	Ø 50 mm	EZ1886	
100 ml	19/26	14/23	Ø 64 mm	EZ1887	
250 ml	19/26	14/23	Ø 85 mm	EZ1888	