

**Ballons tricol à fond rond, cols latéraux parallèles en verre borosilicaté**



- en verre borosilicaté DURAN®
- conformes à la norme DIN EN ISO 12392, sauf les références signalées \*
- un col central et deux cols latéraux parallèles
- zone de marquage

capacité	cols		Ø ext.	référence	Prix HT
	central	latéraux			
<b>rodages central 24/29 - latéraux 19/26</b>					
100 ml	24/29	19/26	Ø 64 mm	EZ1810	*
250 ml	24/29	19/26	Ø 85 mm	EZ1811	*
500 ml	24/29	19/26	Ø 105 mm	EZ1812	*
1000 ml	24/29	19/26	Ø 131 mm	EZ1813	*
2000 ml	24/29	19/26	Ø 166 mm	EZ1814	*
<b>rodages central 29/32 - latéraux 14/23</b>					
100 ml	29/32	14/23	Ø 64 mm	EZ1820	*
250 ml	29/32	14/23	Ø 85 mm	EZ1821	*
500 ml	29/32	14/23	Ø 105 mm	EZ1822	*
1000 ml	29/32	14/23	Ø 131 mm	EZ1823	*
2000 ml	29/32	14/23	Ø 166 mm	EZ1824	*
3000 ml	29/32	14/23	Ø 185 mm	EZ1825	*
4000 ml	29/32	14/23	Ø 207 mm	EZ1826	*
6000 ml	29/32	14/23	Ø 236 mm	EZ1827	*
<b>rodages central 29/32 - latéraux 19/26</b>					
100 ml	29/32	19/26	Ø 64 mm	EZ1830	*
250 ml	29/32	19/26	Ø 85 mm	EZ1831	*
500 ml	29/32	19/26	Ø 105 mm	EZ1832	*
1000 ml	29/32	19/26	Ø 131 mm	EZ1833	*
2000 ml	29/32	19/26	Ø 166 mm	EZ1834	*
<b>rodages central 29/32 - latéraux 29/32</b>					
100 ml	29/32	29/32	Ø 64 mm	EZ1840	*
250 ml	29/32	29/32	Ø 85 mm	EZ1841	*
500 ml	29/32	29/32	Ø 105 mm	EZ1842	*
1000 ml	29/32	29/32	Ø 131 mm	EZ1843	*
2000 ml	29/32	29/32	Ø 166 mm	EZ1844	*
3000 ml	29/32	29/32	Ø 185 mm	EZ1845	*
4000 ml	29/32	29/32	Ø 207 mm	EZ1846	*
5000 ml	29/32	29/32	Ø 223 mm	EZ1847	*
6000 ml	29/32	29/32	Ø 236 mm	EZ1848	*
10000 ml	29/32	29/32	Ø 279 mm	EZ1849	*
<b>rodages central 45/40 - latéraux 29/32</b>					
1000 ml	45/40	29/32	Ø 131 mm	EZ1850	*
2000 ml	45/40	29/32	Ø 166 mm	EZ1851	*
3000 ml	45/40	29/32	Ø 185 mm	EZ1852	*
4000 ml	45/40	29/32	Ø 207 mm	EZ1853	*
5000 ml	45/40	29/32	Ø 223 mm	EZ1854	*
6000 ml	45/40	29/32	Ø 236 mm	EZ1855	*
10000 ml	45/40	29/32	Ø 279 mm	EZ1856	*
20000 ml	45/40	29/32	Ø 345 mm	EZ1857	*

**Ballons tricol à fond rond, cols latéraux coudés en verre borosilicaté**



- en verre borosilicaté DURAN®
- conformes à la norme DIN EN ISO 12394, sauf les références signalées \*
- un col central et deux cols latéraux coudés 20°
- zone de marquage

capacité	cols		Ø ext.	référence	Prix HT
	central	latéraux			
<b>rodages central 14/23 - latéraux 14/23</b>					
25 ml	14/23	14/23	Ø 41 mm	EZ1910	*
50 ml	14/23	14/23	Ø 51 mm	EZ1911	*
100 ml	14/23	14/23	Ø 64 mm	EZ1912	*
<b>rodages central 24/29 - latéraux 14/23</b>					
100 ml	24/29	14/23	Ø 64 mm	EZ1920	*
250 ml	24/29	14/23	Ø 85 mm	EZ1921	*
500 ml	24/29	14/23	Ø 105 mm	EZ1922	*
1000 ml	24/29	14/23	Ø 131 mm	EZ1923	*
<b>rodages central 24/29 - latéraux 19/26</b>					
100 ml	24/29	19/26	Ø 64 mm	EZ1930	*
250 ml	24/29	19/26	Ø 85 mm	EZ1931	*
500 ml	24/29	19/26	Ø 105 mm	EZ1932	*
1000 ml	24/29	19/26	Ø 131 mm	EZ1933	*
2000 ml	24/29	19/26	Ø 166 mm	EZ1934	*
<b>rodages central 29/32 - latéraux 14/23</b>					
100 ml	29/32	14/23	Ø 64 mm	EZ1940	*
250 ml	29/32	14/23	Ø 85 mm	EZ1941	*
500 ml	29/32	14/23	Ø 105 mm	EZ1942	*
1000 ml	29/32	14/23	Ø 131 mm	EZ1943	*
2000 ml	29/32	14/23	Ø 166 mm	EZ1944	*
3000 ml	29/32	14/23	Ø 185 mm	EZ1945	*
4000 ml	29/32	14/23	Ø 207 mm	EZ1946	*
6000 ml	29/32	14/23	Ø 236 mm	EZ1947	*

<b>rodages central 29/32 - latéraux 19/26</b>					
100 ml	29/32	19/26	Ø 64 mm	EZ1950	*
250 ml	29/32	19/26	Ø 85 mm	EZ1951	*
500 ml	29/32	19/26	Ø 105 mm	EZ1952	*
1000 ml	29/32	19/26	Ø 131 mm	EZ1953	*
2000 ml	29/32	19/26	Ø 166 mm	EZ1954	*
<b>rodages central 29/32 - latéraux 29/32</b>					
100 ml	29/32	29/32	Ø 64 mm	EZ1960	*
250 ml	29/32	29/32	Ø 85 mm	EZ1961	*
500 ml	29/32	29/32	Ø 105 mm	EZ1962	*
1000 ml	29/32	29/32	Ø 131 mm	EZ1963	*
2000 ml	29/32	29/32	Ø 166 mm	EZ1964	*
3000 ml	29/32	29/32	Ø 185 mm	EZ1965	*
4000 ml	29/32	29/32	Ø 207 mm	EZ1966	*
5000 ml	29/32	29/32	Ø 223 mm	EZ1967	*
6000 ml	29/32	29/32	Ø 236 mm	EZ1968	*
10000 ml	29/32	29/32	Ø 279 mm	EZ1969	*
<b>rodages central 45/40 - latéraux 29/32</b>					
1000 ml	45/40	29/32	Ø 131 mm	EZ1970	*
2000 ml	45/40	29/32	Ø 166 mm	EZ1971	*
3000 ml	45/40	29/32	Ø 185 mm	EZ1972	*
4000 ml	45/40	29/32	Ø 207 mm	EZ1973	*
5000 ml	45/40	29/32	Ø 223 mm	EZ1974	*
6000 ml	45/40	29/32	Ø 236 mm	EZ1975	*
10000 ml	45/40	29/32	Ø 279 mm	EZ1976	*
20000 ml	45/40	29/32	Ø 345 mm	EZ1977	*