

Ballons 4 cols à fond rond, cols latéraux parallèles en verre borosilicaté



- en verre borosilicaté DURAN®
- conformes à la norme DIN EN ISO 12392, sauf les références signalées *
- un col central et trois cols latéraux parallèles
- zone de marquage

capacité	cols		Ø ext.	référence	Prix HT
	central	latéraux			
rodages central 29/32 - latéraux 29/32					
500 ml	29/32	29/32	Ø 105 mm	EZ2010	
1000 ml	29/32	29/32	Ø 131 mm	EZ2011	
2000 ml	29/32	29/32	Ø 166 mm	EZ2012	
3000 ml	29/32	29/32	Ø 185 mm	EZ2013	*
4000 ml	29/32	29/32	Ø 207 mm	EZ2014	*
6000 ml	29/32	29/32	Ø 236 mm	EZ2016	*
rodages central 45/40 - latéraux 29/32					
1000 ml	45/40	29/32	Ø 131 mm	EZ2020	
2000 ml	45/40	29/32	Ø 166 mm	EZ2021	
3000 ml	45/40	29/32	Ø 185 mm	EZ2022	*
4000 ml	45/40	29/32	Ø 207 mm	EZ2023	
5000 ml	45/40	29/32	Ø 223 mm	EZ2024	*
6000 ml	45/40	29/32	Ø 236 mm	EZ2025	
10000 ml	45/40	29/32	Ø 279 mm	EZ2026	*

Ballons 4 cols à fond rond, cols latéraux coudés 7° en verre borosilicaté



- en verre borosilicaté DURAN®
- conformes à la norme DIN EN ISO 12392, sauf les références signalées *
- un col central et trois cols latéraux coudés 7°
- zone de marquage

capacité	cols		Ø ext.	référence	Prix HT
	central	latéraux			
rodages central 29/32 - latéraux 19/26					
250 ml	29/32	19/26	Ø 85 mm	EZ2030	
500 ml	29/32	19/26	Ø 105 mm	EZ2031	
rodages central 29/32 - latéraux 29/32					
250 ml	29/32	29/32	Ø 85 mm	EZ2032	*
500 ml	29/32	29/32	Ø 105 mm	EZ2033	
1000 ml	29/32	29/32	Ø 131 mm	EZ2034	*

Ballons 4 cols à fond rond, cols latéraux coudés 15° en verre borosilicaté



- en verre borosilicaté DURAN®
- conformes à la norme DIN EN ISO 12392, sauf les références signalées *
- un col central et trois cols latéraux coudés 15°
- zone de marquage

capacité	cols		Ø ext.	référence	Prix HT
	central	latéraux			
250 ml	29/32	29/32	Ø 85 mm	EZ2038	
500 ml	29/32	29/32	Ø 105 mm	EZ2039	