

Flacons de Schlenk avec robinet en verre en verre borosilicaté

- pour ajouter ou éliminer des gaz, diazote ou argon
- en verre borosilicaté DURAN®
- col rodé
- fond rond
- robinet en verre
- zone de marquage



capacité	col	Ø int robinet.	référence	Prix HT
rodage 14/23				
25 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2110	
50 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2111	
100 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2112	
250 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2113	
rodage 29/32				
50 ml	29/32	Ø 2,5 mm	EZ2114	
100 ml	29/32	Ø 2,5 mm	EZ2115	
250 ml	29/32	Ø 2,5 mm	EZ2116	
500 ml	29/32	Ø 2,5 mm	EZ2117	
1000 ml	29/32	Ø 2,5 mm	EZ2118	

Flacons de Schlenk avec valve en PTFE en verre borosilicaté

- pour ajouter ou éliminer des gaz, diazote ou argon
- en verre borosilicaté DURAN®
- col rodé
- fond rond
- robinet à pointe en PTFE
- zone de marquage



capacité	col	Ø int valve.	référence	Prix HT
rodage 14/23				
25 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2120	
50 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2121	
100 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2122	
250 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2123	
rodage 29/32				
50 ml	29/32	Ø 2,5 mm	EZ2124	
100 ml	29/32	Ø 2,5 mm	EZ2125	
250 ml	29/32	Ø 2,5 mm	EZ2126	
500 ml	29/32	Ø 2,5 mm	EZ2127	
1000 ml	29/32	Ø 2,5 mm	EZ2128	

Tubes de Schlenk avec robinet en verre en verre borosilicaté

- pour ajouter ou éliminer des gaz, diazote ou argon
- en verre borosilicaté DURAN®
- col rodé, mâle ou femelle, suivant modèle
- fond rond
- robinet en verre



capacité	col	Ø int valve.	référence	Prix HT
rodage femelle 14/23				
10 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2130	
25 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2131	
50 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2132	
100 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2133	
250 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2134	
rodage mâle 14/23				
10 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2135	
25 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2136	
50 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2137	
100 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2138	
250 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2139	

Tubes de Schlenk avec valve en PTFE en verre borosilicaté

- pour ajouter ou éliminer des gaz, diazote ou argon
- en verre borosilicaté DURAN®
- col rodé, mâle ou femelle, suivant modèle
- fond rond
- robinet en PTFE



capacité	col	Ø int valve.	référence	Prix HT
rodage femelle 14/23				
10 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2140	
25 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2141	
50 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2142	
100 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2143	
250 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2144	
rodage mâle 14/23				
10 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2145	
25 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2146	
50 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2147	
100 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2148	
250 ml	14/23	Ø 2,5 mm	EZ2149	