

Bouchons GL45 avec entonnoir

- bouchons en PPS jaune
- insert tournant librement en PTFE blanc
- entonnoir fixe avec passoire, et robinet d'arrêt ou poignée automatique, suivant modèle
- connexion fileté GL14 pour le filtre à air destiné à absorber les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du récipient collecteur
- 1 connexion pour tubes capillaires livrée avec 3 raccords en PFA pour tubes Ø ext. 1,6/2,2/3,2 mm et 1 obturateur
- embout olive pour tubes Ø int. 5,5 à 8 mm



Bouchon BW3452

- 1 entonnoir à poignée automatique
- 1 raccord GL14
- 1 raccord olive Ø 5,5-8mm
- 1 connexion capillaire avec
 - 1 raccord Ø1,6mm vert
 - 1 raccord Ø2,2 mm violet
 - 1 raccord Ø3,2 mm jaune
- 1 obturateur



Bouchon BW3453

- 1 entonnoir à robinet d'arrêt
- 1 raccord GL14
- 1 raccord olive Ø 5,5-8mm
- 1 connexion capillaire avec
 - 1 raccord Ø1,6mm vert
 - 1 raccord Ø2,2 mm violet
 - 1 raccord Ø3,2 mm jaune
- 1 obturateur

Bouchon S51 avec entonnoir

- bouchons en PP gris
- insert tournant librement en PTFE blanc
- entonnoir fixe avec passoire et poignée d'arrêt automatique
- connexion fileté GL14 pour le filtre à air destiné à absorber les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du récipient collecteur
- 1 connexion pour tubes capillaires livrée avec 3 raccords en PFA pour tubes Ø ext. 1,6/2,2/3,2 mm et 1 obturateur
- embout olive pour tubes Ø int. 5,5 à 8 mm



Bouchon BW3515

- 1 entonnoir à poignée automatique
- 1 raccord GL14
- 1 raccord olive Ø 5,5-8mm
- 1 connexion capillaire avec
 - 1 raccord Ø1,6mm vert
 - 1 raccord Ø2,2 mm violet
 - 1 raccord Ø3,2 mm jaune
- 1 obturateur



tous les entonnoirs sont équipés d'une passoire

Bouchons S55 avec entonnoir

- bouchons en PP jaune
- insert tournant librement en PTFE blanc
- entonnoir fixe avec passoire, et robinet d'arrêt ou poignée automatique, suivant modèle
- connexion fileté GL14 pour le filtre à air destiné à absorber les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du récipient collecteur
- 2 connexions pour tubes capillaires livrée avec 6 raccords en PFA pour tubes Ø ext. 1,6/2,2/3,2 mm et 1 obturateur pour connexion inutilisée
- embout olive pour tubes Ø int. 5,5 à 8 mm



Bouchon BW3552

- 1 entonnoir à poignée automatique
- 1 raccord GL14
- 1 raccord olive Ø 5,5-8mm
- 2 connexions capillaires avec
 - 2 raccords Ø1,6mm verts
 - 2 raccords Ø2,2 mm violets
 - 2 raccords Ø3,2 mm jaunes
- 1 obturateur



Bouchon BW3555

- 1 entonnoir à robinet d'arrêt
- 1 raccord GL14
- 1 raccord olive Ø 5,5-8mm
- 2 connexions capillaires avec
 - 2 raccords Ø1,6mm verts
 - 2 raccords Ø2,2 mm violets
 - 2 raccords Ø3,2 mm jaunes
- 1 obturateur