

Bouchons pour bidons d'évacuation des déchets



- bouchons en PPS jaune avec insert en PTFE antistatique tournant librement
- connexion GL25 pour tuyau d'évacuation des déchets
- connexion GL14 pour tuyau d'aéra-

tion ou filtre d'air sortant pour les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du bidon

- modèles avec tube de remplissage sous niveau

filetage	connexions		tube remplissage sous niveau	référence	Prix HT
	évacuation déchets	aération			
GL45	1	GL25(M) GL14(F)	tube remplissage	BW1320	
S55	2	GL25(M) GL14(F)	tube remplissage	BW1321	
S60	3	GL25(M) GL14(F)	-	BW1322	

Bouchons pour bidons avec indicateur de niveau LC



- bouchons en PPS jaune ou PP gris avec insert en PTFE antistatique tournant librement
- connexion GL25 pour tuyau d'évacuation des déchets
- connexion GL14 pour tuyau d'aération ou filtre d'air sortant pour les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du bidon

- modèle avec tube de remplissage sous niveau
- indicateur de niveau électronique LC : un flotteur, avec partie haute visible insérée dans un verre d'observation, monte quand le niveau du bidon augmente; quand le bidon est plein, une alarme est transmise à l'appareil de surveillance des niveaux grâce à un câble de 0,5 m.

filetage	matériau	connexions		tube remplissage sous niveau	référence	Prix HT
		évacuation déchets	aération			
S55	PPS	1	GL25(M) GL14(F)	tube remplissage	BW1305	
S60	PPS	2	GL25(M) GL14(F)	-	BW1306	
S90	PP	3	GL25(M) GL14(F)	-	BW1309	



Bouchons pour bidons avec indicateur de niveau DLC



- bouchons en PPS jaune ou PP gris avec insert en PTFE antistatique tournant librement
- connexion GL25 pour tuyau d'évacuation des déchets
- connexion GL14 pour tuyau d'aération ou filtre d'air sortant pour les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du bidon

- indicateur de niveau électronique DLC : un capteur de niveau déclenche une pré-alarme à 50% de remplissage du bidon et une alarme principale à 100% de remplissage, transmises à l'appareil de surveillance des niveaux par 2 câbles x 0,5 m., un voyant DEL rouge indique que le bidon est plein

filetage	matériau	connexions		référence	Prix HT
		évacuation déchets	aération		
GL45	PPS	1	GL25(M) GL14(F)	BW1350	
S55	PPS	2	GL25(M) GL14(F)	BW1355	
S60	PPS	3	GL25(M) GL14(F)	BW1356	
S90	PP	4	GL25(M) GL14(F)	BW1359	



Bouchons pour bidons avec indicateur de niveau

- bouchons en PPS jaune avec insert en PTFE antistatique tournant librement
- connexion GL25 pour tuyau d'évacuation des déchets
- connexion GL14 pour tuyau d'aération ou filtre d'air sortant pour les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du bidon
- indicateur de niveau : un capteur de niveau est relié à l'appareil de surveillance des niveaux par un câble 0,5 m., un voyant DEL jaune indique que le bidon est plein



filetage	matériau	connexions		référence	Prix HT
		évacuation déchets	aération		
S60	PPS	GL25(M)	GL14(F)	BW1325	