


Robinet à joints PTFE totalement étanches

- ▶ bec anti-gouttes
- ▶ robinets progressifs
- ▶ écoulement régulier
- ▶ robinets toujours rectilignes

- étanchéité parfaite, joints PTFE
- résistance à la pression : jusqu'à 3 bar
- corps en PE et PP




Réducteurs de tuyau



- raccords olives à filetage interne R 3/4" pour robinet B05251

Ø olive	référence	Prix HT
4 mm	UB1106	
6 mm	UB1105	
8 mm	UB1104	
16 mm	UB1101	
12 mm	UB1102	
10 mm	UB1103	

Robinet avec bec d'écoulement coudé



- filetage intérieur R 3/4"
- bec réducteur coudé mobile anti-gouttes (robinet tourné vers le haut)
- coloris bleu
- circulation nominale Ø 8 mm

référence	Prix HT
B05251	Robinet bec coudé


Robinet antistatique avec bec d'écoulement coudé



- filetage intérieur R 3/4"
- partie en contact avec le liquide en polyamide électro-conducteur et PTFE
- kit antistatique : permet de relier le robinet à la masse pour pouvoir l'utiliser avec des substances inflammables
- bec d'écoulement coudé rotatif

référence	Prix HT
B05252	Robinet antistatique
B56021	Kit antistatique

Adaptateurs



- adaptateurs pour montage sur récipients Brand, Kautex, Mauser, Nalgene, etc. pour robinets B05251 et B05252
- avec clé six-pans

référence	Prix HT
B05015	Jeu d'adaptateurs avec clé six-pans

Robinet à commande instantanée StopCock



- peuvent être montés sur tous les récipients avec filetage de raccordement G3/4
- étanchéité absolue
- avec écrou à chapeau de raccordement garantissant la position verticale du robinet
- résistant à la pression jusqu'à 2 bars à +20°C
- parties en contact avec le produit e, PP, PE et PTFE

Filetage d'alimentation	Filetage de sortie	Référence	Prix HT
filetage ext. 3/4"	filetage ext. 3/4"	B05256	1
écrou à chapeau 3/4"	filetage ext. 3/4"	B05255	2
écrou à chapeau 3/4"	écrou à chapeau 3/4"	B05257	3

Robinet à bille en Polypropylène



- pour filetage G3/4"
- pression 4 bars max. à 20°C
- avec écrou à chapeau de raccordement garantissant la position verticale du robinet
- coude d'écoulement inclus
- embout de tuyau Ø16 mm
- diamètre nominal Ø11 mm

référence	Prix HT
B05001	Robinet à bille PP, l'unité