

Pointes pour biologie moléculaire AmpliPur® Expert

- conformes à la norme ISO 8655 et BPL
- protègent les échantillons et les pipettes contre les contaminations croisées
- s'adaptent aux différentes marques de pipettes
- certifiées exemptes de DNase et de RNase
- les 10 racks de 96 pointes à filtre (960 pointes)
- code couleur
- filtre en polyéthylène pour empêcher la contamination par les aérosols



volume pointes	pour pipettes		référence	Prix HT
0,5 - 10 µl	2 µl / 10 µl	●	GS2301 les 960 (10 racks x 96 pointes)	
1 - 20 µl	20 µl	●	GS2302 les 960 (10 racks x 96 pointes)	
10 - 200 µl	100 µl / 200 µl / 300 µl	●	GS2303 les 960 (10 racks x 96 pointes)	
100 - 1000 µl	1000 µl	●	GS2304 les 960 (10 racks x 96 pointes)	
100 - 1200 µl	1000 µl / 1200 µl	●	GS2305 les 960 (10 racks x 96 pointes)	