

### Bacs en polypropylène




Robustes, incassables, indéformables, empilables.

- bacs haute qualité, moulés, bords arrondis
- excellente résistance chimique du polypropylène, température jusqu'à +60°C
- surface polie brillante, entretien très facile
- compatibles avec les produits alimentaires
- superposables

capacité	dimensions (fond)	référence	Prix HT
0,5 l	230 x 180 x h42 mm	PL1240	
1,5 l	310 x 250 x h65 mm	PL1241	
3,0 l	370 x 310 x h75 mm	PL1242	
10,0 l	520 x 420 x h120 mm	PL1243	
21,0 l	634 x 534 x h140 mm	PL1244	
39,0 l	848 x 648 x h160 mm	PL1245	

### Bacs en polypropylène



- bacs haute qualité, moulés, bords arrondis
- excellente résistance chimique du polypropylène, température jusqu'à +60°C
- surface polie brillante, entretien très facile
- compatibles avec les produits alimentaires
- superposables

capacité	dimensions (fond)	référence	Prix HT
0,5 l	130 x 180 x h42 mm	B42011318	
1,5 l	180 x 240 x h65 mm	B42011824	
3,0 l	240 x 300 x h75 mm	B42012430	
10,0 l	300 x 400 x h120 mm	B42013040	
21,0 l	400 x 500 x h140 mm	B42014050	
39,0 l	500 x 700 x h160 mm	B42015070	

### Bacs en polypropylène



capacité	dimensions (lxpxh)	référence	Prix HT
5 litres	350 x 250 x h100 mm	PL1250	
10 litres	400 x 300 x h100 mm	PL1251	
15 litres	500 x 350 x h120 mm	PL1252	

### Bacs HDPE forme basse superposables



capacité	dimensions (lxpxh)	référence	Prix HT
12 litres	600 x 400 x h70 mm	PL1260	
18 litres	600 x 400 x h100 mm	PL1261	
24 litres	600 x 400 x h130 mm	PL1262	

### Bacs HDPE forme haute superposables



capacité	dimensions (lxpxh)	référence	Prix HT
50 litres	550 x 430 x h310 mm	PL1266	
65 litres	630 x 440 x h340 mm	PL1267	
90 litres	720 x 470 x h360 mm	PL1268	

### Bac géant HDPE 75 litres



- en polyéthylène HDPE blanc, avec 2 poignées
- livré avec couvercle

capacité	dimensions (lxpxh)	référence	Prix HT
75 litres	620 x 450 x h350 mm	PL1270	