

Jeux de cuvettes de laboratoire

- en polypropylène blanc
- résistants à +60°C (brièvement à +80°C)
- compatibles contact alimentaire
- résistent à la torsion
- bordures arrondies très robustes



capacité	dimensions (lxpxh)	jeu de 4 cuvettes	jeu de 6 cuvettes
0,5 litre	180 x 230 x h42 mm	■	■
1,5 litre	250 x 310 x h65 mm	■	■
3,0 litres	310 x 370 x h75 mm	■	■
10,0 litres	420 x 520 x h120 mm	■	■
21,0 litres	534 x 634 x h140 mm		■
39,0 litres	648 x 846 x h160 mm		■
Jeux de cuvettes		BU4304	BU4306

Plateaux universels en mélamine blanc



- ergonomiques, superposables, en résine de mélamine blanc, **durs et indéformables**
- stérilisables à 121°C à la vapeur

dim. (lxpxh)	référence	Prix HT
190 x 150 x h17 mm	B42401915	
240 x 180 x h17 mm	B42402418	
268 x 208 x h17 mm	B42402721	
355 x 240 x h17 mm	B42403624	
428 x 288 x h17 mm	B42404329	

Plateau à 6 compartiments



- en polypropylène rouge
- dimension des compartiments :
1 x compartiment 60 x 355 mm,
3 x compartiments 60 x 248 mm,
2 x compartiments 50 x 190 mm

dimensions	référence	Prix HT
270 x 370 x 50 mm	PL1238	

Bacs universels en PVC

- superposables
- disponibles en blanc, rouge ou noir
- construction solide en PVC épais
- excellente résistance aux acides, bases et substances corrosives
- résistance à la température : de -30°C à +70°C



Parois épaisses, incassables.

dim. base	dim. bord sup.	hauteur	référence			Prix HT
			blanc	rouge	noir	
bacs en PVC forme basse						
110 x 160 mm	150 x 200 mm	30 mm	BC4203110	BC4203210	BC4203310	
140 x 190 mm	180 x 230 mm	40 mm	BC4203113	BC4203213	BC4203313	
190 x 260 mm	240 x 320 mm	50 mm	BC4203118	BC4203218	BC4203318	
260 x 320 mm	320 x 370 mm	50 mm	BC4203124	BC4203224	BC4203324	
310 x 410 mm	370 x 470 mm	60 mm	BC4203130	BC4203230	BC4203330	
420 x 510 mm	480 x 580 mm	60 mm	BC4203140	-	-	
510 x 610 mm	590 x 680 mm	70 mm	BC4203150	BC4203250	BC4203350	
bacs en PVC forme haute						
190 x 260 mm	260 x 340 mm	85 mm	BC4207118	BC4207218	-	
260 x 320 mm	330 x 390 mm	100 mm	BC4207124	BC4207224	-	
310 x 410 mm	430 x 530 mm	105 mm	BC4207130	BC4207230	BC4207330	
420 x 510 mm	520 x 610 mm	110 mm	BC4207140	BC4207240	BC4207340	
510 x 610 mm	630 x 730 mm	110 mm	BC4207150	BC4207250	BC4207350	

Bacs en mélamine avec couvercle transparent

- ergonomiques, superposables, couvercle transparent avec poignée
- en résine de mélamine blanc, dur et indéformable
- stérilisables à la vapeur



capacité	dimensions (lxpxh)	bac	couvercle
500 ml	210 x 110 x h35 mm	B42305	B4230501
700 ml	190 x 150 x h40 mm	B42307	B4230701
1000 ml	290 x 160 x h35 mm	B423010	B42301001
1800 ml	290 x 160 x h60 mm	B423018	B42301001
2300 ml	350 x 250 x h40 mm	B423023	B42302301
5500 ml	350 x 250 x h100 mm	B423055	B42302301