

Capuchons en aluminium
ALU-STECK



- en aluminium pur, mat
- inoxydables, lavables réutilisables, résistants à la chaleur, stérilisables, fermeture hermétique avec circulation d'air
- température maximum : +140°C
- sans ressort
- à placer librement sur le dessus des récipients

diamètre	hauteur	référence	Prix HT
Ø 11 mm	25 mm	ST8000	les 100
Ø 12 mm	25 mm	ST8001	les 100
Ø 13 mm	25 mm	ST8002	les 100
Ø 14 mm	25 mm	ST8003	les 100
Ø 15 mm	25 mm	ST8004	les 100
Ø 16 mm	30 mm	ST8005	les 100
Ø 17 mm	30 mm	ST8006	les 100
Ø 18 mm	30 mm	ST8007	les 100
Ø 20 mm	30 mm	ST8008	les 100
Ø 22 mm	30 mm	ST8009	les 100
Ø 28 mm	30 mm	ST8010	les 100
Ø 32 mm	30 mm	ST8011	les 100
Ø 39 mm	30 mm	ST8012	les 10
Ø 44 mm	40 mm	ST8013	les 10
Ø 48 mm	40 mm	ST8014	les 10
Ø 55 mm	40 mm	ST8015	les 10
Ø 58 mm	40 mm	ST8016	les 10

Capuchons en aluminium
ERLENMEYER-CAP



- en aluminium pur, mat
- inoxydables, lavables réutilisables, résistants à la chaleur, stérilisables, fermeture hermétique avec circulation d'air
- température maximum : +140°C
- sans ressort
- avec pince contre la paroi extérieur
- pour flacons de culture et bouteilles de milieu de culture avec un col droit Ø38 mm
- température maximum : +140°C

capacité	gris	bleu	rouge	Prix HT
Ø39/37 mm	●	●	●	les 10
	ST7710	ST7711	ST7712	

Capuchons en aluminium
LABOCAP



- en aluminium pur, mat
- avec pince contre la paroi extérieur
- inoxydables, lavables, réutilisables, résistants à la chaleur, stérilisables, fermeture hermétique avec circulation d'air
- température maximum : +140°C

capacité	gris	bleu	rouge	jaune	vert	noir	violet	Prix HT
Ø9/10 mm	●	●	●	●				les 100
Ø12/13 mm	ST7810	ST7811	ST7812					les 100
Ø14/15 mm	ST7820	ST7821	ST7822	ST7823	ST7824	ST7825	ST7826	les 100
Ø15/16 mm	ST7830	ST7831	ST7832					les 100
Ø17/18 mm	ST7840	ST7841	ST7842	ST7843	ST7844	ST7845	ST7846	les 100
Ø19/20 mm	ST7850	ST7851	ST7852	ST7853	ST7854	ST7855	ST7856	les 100
Ø21/23 mm	ST7860	ST7861	ST7862	ST7863	ST7864	ST7865	ST7866	les 100
Ø24/26 mm	ST7870	ST7871	ST7872					les 100
Ø28/30 mm	ST7880	ST7881	ST7882					les 100
	ST7890	ST7891	ST7892					les 100

Capuchons en aluminium
LABOCAP avec poignée



- en aluminium pur, mat
- avec pince contre la paroi extérieur
- inoxydables, lavables, réutilisables, résistants à la chaleur, stérilisables, fermeture hermétique avec circulation d'air
- température maximum : +140°C

capacité	gris	bleu	rouge	jaune	vert	noir	violet	Prix HT
Ø12/13 mm	●	●	●	●				les 100
Ø15/16 mm	ST8020	ST8041	ST8042	ST8043	ST8044	ST8045	ST8046	les 100
Ø17/18 mm	ST8050	ST8051	ST8052			ST8055	ST8056	les 100
Ø19/20 mm	ST8060		ST8062					les 100