


## Secoueur rotatif orbital



- régulateur électronique de vitesse, parfaite stabilité même à vitesse lente
- fonctionnement en continu ou avec minuterie 1min.-19h59min.
- double affichage digital : vitesse et temps d'agitation
- sécurité sur-vitesse
- cond. admissibles : +5°C à +40°C, 80% HR
- **moteur sans balais** : moteur électro-commuté, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard, faible maintenance

	Secoueur orbital
<b>mouvement</b>	diamètre orbital 10 mm
<b>vitesse réglable</b>	70 à 400 tr/min
<b>charge max.</b>	3 kg
<b>puissance</b>	25 W
<b>protection</b>	IP21
<b>dim. (lxpxh)</b>	420 x 370 x h100 mm
<b>poids</b>	9,8 kg
<b>alimentation</b>	230 V - 50 Hz
<b>Secoueur</b>	MX655

