

## Distributeurs jaugés selon Kipp



Tête distributrice  
seule



- en verre sodocalcique
- flacon 1 litre, col rodé 29/32
- tête distributrice, rodage mâle 29/32

doseur	flacon	référence	Prix HT
Distributeurs complets			
1 ml	1000 ml	EZ6420	
2 ml	1000 ml	EZ6421	
3 ml	1000 ml	EZ6422	
5 ml	1000 ml	EZ6423	
10 ml	1000 ml	EZ6424	
20 ml	1000 ml	EZ6425	
25 ml	1000 ml	EZ6426	
50 ml	1000 ml	EZ6427	
100 ml	1000 ml	EZ6428	
Têtes distributrices rodées seules			
1 ml	-	EZ6430	
2 ml	-	EZ6431	
3 ml	-	EZ6432	
5 ml	-	EZ6433	
10 ml	-	EZ6434	
20 ml	-	EZ6435	
25 ml	-	EZ6436	
50 ml	-	EZ6437	
100 ml	-	EZ6438	


## Flacons laveurs rodés



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- ballon à fond plat selon. selon DIN 12348, rodage 29/32
- tête de pissette, rodage mâle 29/32

flacon avec tête	référence	Prix HT
Flacons avec tête		
500 ml	EZ6440	
1000 ml	EZ6441	
Têtes rodées seules		
500 ml	EZ6445	
1000 ml	EZ6446	

## Tubes de garde pour chlorure de calcium



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- conformes à la norme DIN 12610
- avec boule et raccord de tuyau
- droits ou coudés, suivant modèles

longueur	Ø int.	référence	Prix HT
Tubes droits 1			
100 mm	Ø 13 mm	EZ6450	
150 mm	Ø 13 mm	EZ6451	
Tubes courbés 2			
100 mm	Ø 13 mm	EZ6455	
150 mm	Ø 13 mm	EZ6456	


## Tubes de garde pour chlorure de calcium rodés



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- avec boule et raccord de tuyau
- coudés 75°
- rodage mâle normalisé

rodage	Ø int.	référence	Prix HT
14/23	Ø 15 mm	EZ6460	
19/26	Ø 15 mm	EZ6461	
24/29	Ø 15 mm	EZ6462	
29/32	Ø 15 mm	EZ6463	

## Tubes de séchage forme de U



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- en forme de U, bords droits avec rebord
- deux sorties olives latérales, Ø extérieur 6 mm

longueur	Ø int.	référence	Prix HT
100 mm	Ø 13 mm	EZ6470	
130 mm	Ø 13 mm	EZ6471	
180 mm	Ø 18 mm	EZ6472	

## Tubes de séchage forme de U rodés



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- conformes à la norme DIN 12616
- en forme de U, bords rodés avec deux robinets rodés amovibles
- deux sorties latérales lisses, Ø extérieur 6 mm

longueur	rodages	référence	Prix HT
125 mm	14/23	EZ6475	
150 mm	19/26	EZ6476	