

Appareils de Dean Stark



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- conforme à la norme DIN 12420 (méthode au xylène)
- ballon à fond rond 500 ml
- raccords rodés NS 29/32
- tube de mesure avec ou sans robinet d'arrêt
- tube de mesure de 10ml, gradué en 0,1 ml
- condenseur Liebig, longueur de gaine : 400 mm
- à l'unité

robinet	point 0	référence	Prix HT
Appareils complets			
robinet	au robinet	EZ6620	
robinet	au-dessus du robinet	EZ6621	
-	à la pointe	EZ6622	
Pièces détachées			
tube pour EZ6620		EZ6630	
tube pour EZ6621		EZ6631	
tube pour EZ6622		EZ6632	
flacon à fond rond de 500 ml		EZ6633	
gaine de condenseur liebig, 400 mm		EZ6634	

Pycnomètres de type Gay-Lussac, en Verre borosilicaté 3.3

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- volume réel gravé sur le fond du pycnomètre
- bouchon rodé 10/19 avec capillaire, extrémité supérieure rodée et polie

capacité	DIN ISO	référence	Prix HT
5 cm ³	-	EZ6640	l'unité
10 cm ³	3507	EZ6641	l'unité
25 cm ³	3507	EZ6642	l'unité
50 cm ³	3507	EZ6643	l'unité
100 cm ³	-	EZ6644	l'unité

Pycnomètres gradués de type Gay-Lussac, en Verre borosilicaté 3.3

VERRE
borosilicaté 3.3



- volume réel gravé sur le fond du pycnomètre
- précision à 3 décimales
- bouchon rodé 10/19 avec capillaire, extrémité supérieure rodée et polie

capacité	DIN ISO	référence	Prix HT
5 cm ³	-	EZ6660	l'unité
10 cm ³	3507	EZ6661	l'unité
25 cm ³	3507	EZ6662	l'unité
50 cm ³	3507	EZ6663	l'unité
100 cm ³	-	EZ6664	l'unité

Pycnomètres pour liquides, avec thermomètre

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- volume réel gravé sur le fond du pycnomètre
- précision ±0,001 ml
- extrémité supérieure rodée et polie NS 10/19, bouchon rodé avec capillaire
- capillaire latéral avec capuchon à joint conique rodage 7/16
- thermomètre au mercure à joint NS 10/19, avec mesure 5-35°C et unité 0,2°C

capacité	DIN ISO	référence	Prix HT
10 cm ³	3507	EZ6650	l'unité
25 cm ³	3507	EZ6651	l'unité
50 cm ³	3507	EZ6652	l'unité
100 cm ³	-	EZ6653	l'unité

Valve avec clapet pour trompe à eau

VERRE
borosilicaté 3.3



- clapet non-démontable

matériau	référence	Prix HT
verre borosilicaté 3.3	EZ6670	l'unité