

Bain-marie histologique 2 litres

CE IVD
98/79

i

Pour le montage
des coupes de tissus.




- cuve en Téflon noir mat facilitant l'inspection des coupes (blanc sur fond noir)
- régulateur électronique de température
- sécurité de surchauffe

capacité	2 litres
température	jusqu'à 75°C (±1°C)
dim. interne (lxpxh)	230 x 180 x h60 mm
puissance	350 W
dim. externe (lxpxh)	328 x 300 x h96 mm
poids	2,4 kg
Bain-marie histologique	BM2800

Bain-marie histologique 1,5 litre

i

Élimination des plissures et des bulles dans les coupes histologiques.



- cuve en aluminium anodisé noir mat facilitant l'inspection des coupes
- couvercle en option

capacité	1,5 litres
température	jusqu'à 90°C (±1,5°C)
dim. interne (Ø x h)	Ø 200 x h60 mm
puissance	250 W
dim. externe (Ø x h)	Ø 330 x h95 mm
poids	1,5 kg
Bain-marie histologique	BMSP
Couvercle	BMSPC

Bain-marie histologique 2,5 litres

i

Manipulation des échantillons
des sections de paraffine.



- bain d'eau chaude distillée : permet la manipulation méticuleuse des sections de paraffine sur les lames
- contrôle de la température stable, précis, avec sécurité anti-surchauffe
- temps de chauffe : 40 minutes pour atteindre +45°C
- intérieur en PTFE noir : contraste élevé pour visualiser les échantillons
- extérieur en aluminium laqué : facile à nettoyer
- couvercle en option

capacité	2,5 litres
température	30° à 70°C (±0,5°C)
dim. interne (Ø x h)	Ø 220 x h80 mm
puissance	240 W
dim. externe (Ø x h)	Ø 330 x h140 mm
poids	2,7 kg
Bain-marie	TA2050
Couvercle	TA2051

Bain-marie histologique 1,6 litres



- pour l'étrépage et le séchage d'échantillons de tissus coupés
- corps en aluminium anodisé noir
- faible hauteur du bain : travail confortable en toute sécurité
- régulateur de température sur 1 point à l'aide d'un bouton rotatif avec échelle de température
- thermomètre de contrôle avec support au bord du bain
- protection déficit hydrique

capacité	1,6 litres
température	25° à 80°C (±0,5°C)
dim. interne (Ø x h)	Ø 200 x h60 mm
puissance	300 W
dim. externe (Ø x h)	Ø 280 x h100 mm
poids	2 kg
Bain-marie	GF6160
Couvercle	GF6102