

POTS ET SACHETS POUR PIÈCES ANATOMIQUES

Conteneurs pour pièces chirurgicales ou anatomiques

PLASTIQUE
polystyrène

certification
CE IVD 98/79



Transport
et conservation



- parfaitement transparents
- large ouverture, avec capuchon à vis étanche

cap.	dimensions	référence	Prix HT
15 ml	Ø35 x 33 mm	LX53601 les 1000	
30 ml	Ø35 x 55 mm	LX53602 les 1000	
100 ml	Ø65 x 55 mm	LX53603 les 250	
200 ml	Ø65 x 85 mm	LX53604 les 250	

PLASTIQUE
polystyrène

- conservation et transport dans le formol

Conservation et transport des pièces anatomiques

certification
CE IVD 98/79



- couvercle à fermeture étanche
- ouverture spéciale perforable pour l'évacuation du formol grâce à un tube avec embout et filtre prévu à cet effet : **aucune possibilité de perte** des pièces anatomiques conservées et **aucune émanation désagréable de vapeurs de formol**

capacité	dimensions	référence	Prix HT
500 ml	Ø125 x 70 mm	LX53701 les 180	
1000 ml	Ø125 x 120 mm	LX53702 les 180	
2500 ml	Ø200 x 130 mm	LX53703 les 52	
5000 ml	Ø200 x 215 mm	LX53704 les 40	

Sacs étanches pour le transport de pièces anatomiques

- résistance au formol
- fermeture parfaitement étanche
- zones de marquage pour identification

- excellente résistance au formol
- pare-vapeur empêchant efficacement la transmission des vapeurs nocives associées au formol
- fermeture à glissière à double voie parfaitement étanche
- symbole de danger biologique



dimensions	référence	Prix HT
180 x 200 mm	LX53804 les 250	
230 x 300 mm	LX53805 les 250	
300 x 300 mm	LX53806 les 250	