

Formol à 4% prêt à l'emploi



Solution neutre
tamponnée
prête à l'emploi.

▶ évite la préparation
du formol



référence	Prix HT
-----------	---------

LMRFH Formol à 4 %, le bidon de 5 litres

CL641069 Formol à 4 %, le bidon de 20 litres

Pots pré-remplis de Formol 10% CellStor™



- pots CellStor™ pré-remplis de formol tamponné neutre 10%
- pots en polypropylène incassable, parfaitement étanches, en plateaux filmé
- étiquettes blanches
- marquage et numéro de lot conformes à la réglementation européenne CHIP II

volume pot	formol	référence	plateau	Prix HT
20 ml	13 ml	HC1001	les 25 pots	
60 ml	40 ml	HC1002	les 25 pots	
90 ml	60 ml	HC1002	les 25 pots	
120 ml	90 ml	HC1004	les 20 pots	

Pots pré-remplis de Formol 4%

- pots en PP opaque prêts à l'emploi avec formol 4% prédosé
- couvercle à pression parfaitement hermétique
- anse
- marquage de sécurité



capacité	référence	Prix HT
365 ml	DK3103	les 24
500 ml	DK3105	les 16
1000 ml	DK3110	les 22
2000 ml	DK3120	les 6
3000 ml	DK3130	les 5
5000 ml	DK3150	les 4

Bidon de Formol 10% CellStor™



- bidon de formol 10%
- parfaitement étanche
- marquage et numéro de lot conformes à la réglementation européenne CHIP II

référence	Prix HT
HC1150	Bidon de 5 litres de Formol 10%