




FIXATEURS ET SOLVANTS

Fixateurs pour histologie



désignation	applications	conditionnement	référence	Prix HT
Fixateur de Bouin Hollande	Fixateur cellulaire	500 ml	CL642830	
		1 litre	CL642831	
Fixateur Ddgreen sans Formol	Fixateur cellulaire, substitut de formol	5 litres	CL642810	
Fixateur Duboscq-Brasil (Bouin alcoolique)	Fixateur de cellules de selles humides	500 ml	CL642800	
Solution de Michel		1 litre	CL642820	
Formol tamponné 10% - 4% V/V	Fixateur cellulaire pouvant causer des dommages aux érythrocytes	5 litres	LMRFH	
Fixateur de Saccomanno	Fixateur cytologique standard	500 ml	CL641993	
Formol 40% stabilisé		1 litre	DK00145	

LMRSOL3® solvant spécial substitut du xylène

- solvant exempt de xylène
- utilisation pour le traitement du tissu, la déparaffinisation, la coloration et le nettoyage, de la même façon que le xylène
- plus économique et beaucoup moins toxique que le xylène
- inodore
- moins gras que les solutions de remplacement à base d'agrumes
- ne laisse aucun résidu sur les lames
- doux : limite les risques de durcissement excessif des échantillons de tissu

Selon les fiches de sécurité :

Classification CLP des toxicités :

- le xylène présente 7 phrases de danger (H304, H312, H332, H315, H319, H335, H373)
- le LMRSOL3 n'en présente qu'une (H304)


Valeurs limites d'exposition professionnelle (DNEL)

- en cas d'inhalation, le LMRSOL3 est environ 5 x moins toxique que le xylène
- par voie cutanée, le LMRSOL3 est environ 4 x moins toxique que le xylène



référence **LMRSOL3** Solvant spécial, le bidon de 5 litres **Prix HT**

Solvants DdClear au D-limonène



- applications :
agent dégraissant des métaux et des appareils
diluant
solvant
arôme pour aliments et boissons
arôme pour savons, parfums et produits ménager

référence **DK3625** DdClear au D-limonène, les 2,5 litres **Prix HT**
DK3650 DdClear au D-limonène, les 5 litres