

# LAMES COLORÉES



## Lames colorées Unimark®

- dimensions : 76 x 26 mm, épaisseur: 1 mm (±0,05 mm)
- zone de marquage colorée de 20 mm compatible avec la plupart des types d'imprimantes et avec des marqueurs permanents
- utilisables sur des systèmes automatisés
- conformes à la norme DIN ISO 8037/1
- verre borosilicaté transparent de haute qualité optique, conforme à la classe hydrolytique 1, exempt d'impureté
- autoclavables
- pré-nettoyées et prêtes à l'emploi



référence	réf	Prix HT	réf	Prix HT	réf	Prix HT
	bords coupés coins 90°		bords rodés coins 90°		bords rodés coins 45°	
plage <b>BLANCHE</b>	les2500	MF1010	MF1110		MF1210	
plage <b>JAUNE</b>	les2500	MF1011	MF1111		MF1211	
plage <b>VERTE</b>	les2500	MF1012	MF1112		MF1212	
plage <b>BLEUE</b>	les2500	MF1013	MF1113		MF1213	
plage <b>ROSE</b>	les2500	MF1014	MF1114		MF1214	
plage <b>ORANGE</b>	les2500	MF1015	MF1115		MF1215	

## Lames colorées MENZEL Superfrost®

- dimensions : 76 x 26 mm,
- lames avec plage dépolie colorée
- les préparations microscopiques peuvent être facilement différenciées et classées par urgence, par technique, par département du laboratoire, par nom du technicien, etc.
- mouillage optimal et pas d'effets de collage
- rodage sans éclats et parfaitement propre



référence	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	bords coupés 90°		bords rodés 90°	
plage dépolie <b>BLANCHE</b>	MLC110	les 50	MLC210	les 50
plage dépolie <b>BLEUE</b>	MLC111	les 50	MLC211	les 50
plage dépolie <b>VERTE</b>	MLC112	les 50	MLC212	les 50
plage dépolie <b>ROSE</b>	MLC113	les 50	MLC213	les 50
plage dépolie <b>JAUNE</b>	MLC114	les 50	MLC214	les 50

## Lames PrintAID pour imprimante thermique qualité Super Grade

- zone de marquage dépolie, de couleur, profondeur 20 mm, résistant aux produits chimiques
- compatibles avec les imprimantes thermiques de marques connues, y compris Thermo Slide-Mate® (Thermo Fisher) et Signature® (Primera)
- dimensions : 25 x 75 mm
- épaisseur : 1,0-1,2 mm



référence	réf	Prix HT	réf	Prix HT
coloris plage dépolie	bords rodés coins 45°		bords rodés coins 90°	
<b>BLANCHE</b>	CT4030	les 50	CT4040	les 50
<b>JAUNE</b>	CT4031	les 50	CT4041	les 50
<b>VERTE</b>	CT4032	les 50	CT4042	les 50
<b>BLEUE</b>	CT4033	les 50	CT4043	les 50
<b>ROSE</b>	CT4034	les 50	CT4044	les 50
<b>ORANGE</b>	CT4035	les 50	CT4045	les 50
<b>MARRON</b>	CT4036	les 50	CT4046	les 50
<b>VIOLETTE</b>	CT4037	les 50	CT4047	les 50